

**ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS**  
**„Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése”**  
**2. rész: Traumatológiai implantátumok II. tárgyban**

amely létrejött egyrészt

Név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet  
Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.  
Adószám: 15367716-2-08  
Bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000  
Képviselő: Dr. Molnár Sándor PhD főigazgató  
mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészt

Név: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.

Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

Adószám: 10495177-2-44

Bankszámlaszám: 10800007-72188031-00000000

Képviselő: Hugyecz Tamás Gábor, ügyvezető

mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben az ajánlatban felsorolt reagensek / vegyszerek szállítására a következő feltételek mellett:

**I. Szerződés tárgya**

I/1. Eladó jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával a Vevő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) alapján EKR000898432022 számon megindult közbeszerzési eljárás nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező „Eladó ajánlata” elnevezésű dokumentumban rögzített traumatológiai implantátumokat (a továbbiakban: áruk) az áruk típusonkénti egységárában és mennyiségben, a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiserelésben és választékban Vevőnek leszállítja, ahol a Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével az árukat jegyzőkönyv alapján veszi át.

I/2. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó konszignációs raktárt hoz létre és a Felek a konszignációs raktárkezelésről külön megállapodást kötnek, mely a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi. A konszignációs raktár kezdő mennyisége a szerződéskötés időpontjában kerül meghatározásra. A konszignációs raktárban elhelyezett termékek tulajdonjoga az Eladót illeti meg.

I/3. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az I/1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban keletkezett valamennyi dokumentum abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerülnek a szerződés mellé csatolásra.

## 2. rész vonatkozásában:

Keretmennyiség: Traumatológiai implantátumok az alábbiakban részletezett mennyiségek szerint.

1. Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek (12+4 db mennyiségi eltérés)
2. Kéz csontos váz sérüléseire (12+4 db mennyiségi eltérés)
3. Darabos alkartörések lemezes osteosztézise (12+4 db mennyiségi eltérés)
4. Darabos ízületbe hatoló törés a tibia proximális részén (24+8 db mennyiségi eltérés)
5. Darabos olecranon törések lemezes osteosztézise (12+4 db mennyiségi eltérés)
6. Felkar distális töréseinek stabilizációja (12+4 db mennyiségi eltérés)
7. Gyerekkori szár törések velőűrszíneztése hosszú csöves csontokon (40+12 db mennyiségi eltérés)
8. Humerus szegezés (12+4 db mennyiségi eltérés)
9. Nyílt vagy zárt szár- és ízületközeli tibia törés endoedullaris stabilizációja (12+4 db mennyiségi eltérés)
10. Proximális szögstabil humerus lemez (12+4 db mennyiségi eltérés)
11. Radius distális csuklóízületi végének darabos, ízületbe hatoló törései (100+30 db mennyiségi eltérés)
12. Tibialis distális (bokaízületi) részének darabos törése (12+4 db mennyiségi eltérés)
13. Sajakcsonttörés stabilizációja (fej nélküli kompressziós csavar) (12+4 db mennyiségi eltérés)
14. Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja (12+4 db mennyiségi eltérés)

I/3. Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő a megkötésre kerülő keretmennyiségre vonatkozó szerződés alapján egyedi megrendeléseket fog eszközölni.

I/4. A fenti teljes keretmennyiség lehívására Ajánlatkérő kötelezettséget vállal, ezen felül a keretmennyiség I/1. pontban rögzített pozitív mennyiségi eltérés lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságát rögzíti az alábbi részletszabályoknak megfelelően:

- A pozitív mennyiségi eltérés lehívásának feltétele, a szerződés 12 hónapos teljesítési időtartama alatt a Vevő jelen szerződés aláírására jogosult képviselője által aláírt, egyoldalt írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Eladó részére megküldésre kerüljön. Eladónak kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
- Vevő a pozitív mennyiségi eltérés tervezett igénybevételét megelőzően legalább 10 munkanappal értesíti Vállalkozót.
- Vevő a pozitív mennyiségi eltérés terhére több alkalommal is jogosult vételi jogával élni, de csak a szerződés 12 hónapos időtartama alatt és maximum az I/1. pont szerinti pozitív

mennyiségi eltérés erejéig. A pozitív mennyiségi eltérés igénybevételevel kapcsolatosan Eladónak egyetértési vagy észrevételezési jogosultsága nincs.

- Vevő a keretmennyiségen felüli, pozitív mennyiségi eltéréssel érintett rész lehívására nem köteles, annak elmaradása okán Eladó semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igényrel nem léphet fel Vevővel szemben.

- Felek rögzítik, hogy egyebekben a pozitív mennyiségi eltérés megrendelésére jelen szerződésben foglaltak irányadók.

- Felek a teljesítési határidőre vonatkozó előírásokat a 4. számú melléklet Megállapodás konszignációs raktár kezeléséről dokumentum 2. pontjában rögzítik.

## **II. Fizetési feltételek**

II/1. Eladó a jelen Szerződés tárgyát képező áruk szállítását a Szerződés hatálya alatt az 1. számú mellékletben meghatározott és a Vevő által elfogadott egységáron teljesíti, mely magában foglalja az áruk Vevő székhelyére történő szállításának költségeit. Eladó a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott egységáron kívül további költség, díj felszámítására semmilyen jogcímen nem jogosult.

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 42 047 100, azaz negyvenkétfélmillió-negyvenhét ezer-egyszáz forint + ÁFA.

II/2. Vevő előleget nem fizet és előlegszámlát nem fogad el.

Az ÁFA fizetése a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.

II/3. Eladó a szállítást Vevővel egyeztetett ütemezés szerint vállalja. Vevő előteljesítést elfogad. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó a konszignációs raktárból kivételezett, valamint a jelen Szerződés tárgyát képező áruk szerződésszerű szállítását követően 1-1 számla kiállítására jogosult. Vevő a számla befogadásánál a Kbt. 27/A.§ -ra tekintettel jár el.

II/4. Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt teljesítés igazolással / szállítólevéllel / jegyzőkönyvvel ellátott számlát, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (3) bekezdése, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az Eladónak.

II/5. A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - teljesítési igazolást és/vagy szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be a Vevő Pénzügyi és Számviteli Osztálya felé. Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

Számla beküldési címe: 9400 Sopron, Győri út15.;  
penzugy@sopronigyogykozpont.hu;

II/6. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kiállított számlát annak beérkezését követően Vevő ellenőrzi. Amennyiben Vevő a számlát vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Eladó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles. A jelen pont szerinti esetben Vevő fizetési késedelme kizárt, kivéve, ha jogalap nélkül vitatta a számlát vagy annak valamely részét, tételét.

II/7. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

### **III. Szerződés hatálya**

III/1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést határozott időtartamra, a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap határozott időtartamra kötik.

III/2. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a Szerződést nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés tekintetében a Szerződés aláírásának későbbi időpontja az irányadó.

### **IV. Teljesítési feltételek**

IV/1. Eladó a jelen Szerződés 4. számú mellékletében foglalt árukat a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki specifikációban, valamint a Vevő által küldött megrendelésben rögzített minőségben, kiszerelésben és mennyiségben előzetesen, kölcsönösen egyeztetett időpontban, a IV/2. pontban megjelölt teljesítési helyre, saját költségére és kockázatára szállítja le.

IV/2. Teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 9400 Sopron, Győri út 15.

IV/3. Vevő az I/1. pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlata szerinti árukat a jelen szerződésben leírtak szerint vásárolja meg az Eladótól.

IV/4. A Szerződés tárgyát képező árukat gyűjtő (szállító), tároló és steril egyedi csomagolásban kerülnek leszállításra. Az Eladó az árukat bontatlan, megfelelő áruvédelmet biztosító csomagolásban, magyar nyelvű áru és használati (kezelési) leírással, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítványokkal együtt adja át a Vevőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az áruk épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A csomagoláson elhelyezett azonosító címkének tartalmaznia kell az áru magyar nyelvű megnevezését, méretét, referencia számát (cikkszám), CE jelzést, LOT számot, a sterilitás lejáratí idejét és a sterilitás módját. Az áruk sterilitásának lejáratí ideje nem lehet kevesebb, mint a leszállítást követő 12 hónap.

IV/5. A szállítás akkor minősül szerződésszerűnek, ha az Eladó vagy az általa igénybe vett fuvarozó a szállítmányokat, az Eladó kockázatára a Vevő székhelyére leszállítja és csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, szabályszerűen átadta az előzetesen egyeztetett, átvételre jogosult személynek. A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított áru mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít.

IV/6. A leszállított áruk elvesztéséből vagy megrongálódásából, illetve bármely más okból eredő kárveszély az Eladóról a Vevőre az átadás-átvételnél felvett jegyzőkönyv aláírásával, illetve az áru átvételével száll át.

#### **V. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei:**

V/1. Eladó köteles a szerződéskötés időpontjára bemutatni a megajánlott termékek vonatkozásában kiállított CE tanúsítvány egyszerű másolatát, valamint annak magyar nyelvű használati útmutatóját egyszerű másolatban az alábbiak szerint:

- 4/2009. (II.17) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfeleléség értékelési tanúsítványt, vagy ha a termék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványt, vagy ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, az érintett termék tekintetében ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése tilos.

E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

V/2. Eladó köteles a jelen Szerződés szerinti szállítási kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

V/3. Eladó 12 hónap jótállást vállal a leszállított termékekre.

V/4. Eladó a szállítás során a megrendelt áruk, valamint használatba adott készülékek Vevő részére történő átadásáig teljes körű felelősséget vállal az árukban bekövetkezett valamennyi kárért.

V/5. Vevő jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó szerződésszerű teljesítését elfogadja és azt igazolja, a raktárba szállított termékeket átveszi, valamint az igazolt teljesítés után járó díjat megfizeti.

V/6. Vevő biztosítja a Szerződés tárgyát képező termékek szakszerű és biztonságos tárolását.

V/7. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben és 2. sz. mellékletében, valamint a Vevő által kibocsátott megrendelőkben rögzítettek szerint teljesíti kötelezettségeit. Amennyiben a megrendelőben szereplő tételek vonatkozásában bármely szállítási akadály áll fenn – hiányzó cikk, egyéb okból megnövekedett várható szállítási idő – köteles erről Vevőt haladéktalanul értesíteni, egyúttal intézkedni arról, hogy az érintett áruk vonatkozásában a megadott szállítási határidőre helyettesítő árut biztosít Vevő számára. Helyettesítő áru szállítása esetén Eladó köteles előzetesen igazolni Vevő részére, hogy az általa megajánlott helyettesítő áru a jelen szerződés 2. sz. mellékletében előírtaknak, továbbá Vevő szerződéses céljainak – a műszaki leírásban meghatározott laboratóriumi vizsgálatok elvégzése - megfelel, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez Vevőnél rendelkezésre álló eszközökkel biztonságosan és rendeltetésszerűen használható.

V/8. Az Eladó által esetlegesen a teljesítéshez igénybevett szakemberek feladatellátásának tekintetében az elvárható tevékenységért, szakmai színvonaláért, megbízhatóságáért mindenkor az Eladó felel. Ebben a tekintetben az Eladó szakembereiért úgy felel, mintha a tevékenységet ő maga végezte volna.

V/9. Vevő jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó szerződésszerű teljesítését elfogadja és azt igazolja, a leszállított árukat átveszi, valamint az igazolt teljesítés után járó ellenszolgáltatás összegét megfizeti.

V/10. Vevő köteles az Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat határidőben biztosítani.

V/11. A Vevő az általa kezelt konszignációs raktárból igény szerint bármikor kivételezheti és felhasználhatja a szükséges termékeket. A termék tulajdonjoga a raktárból történő kivételezett termék ellenértékének megfizetését követően kerül át a Vevő tulajdonába. A Vevő a raktárkészletről, valamint a kivételezett termékekről folyamatos nyilvántartást vezet, amely egyik alapja az Eladó által kibocsátott számla ellenőrzésének.

V/12. Vevő jogosult az Eladó feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni.

V/13. Egyetértenek a Felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az I/1. pontban említett elfogadott ajánlat szerinti egységarak szolgálnak.

V/14. Eladó a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (6. sz. melléklet). A bejelentés során Eladó köteles megadni az alvállalkozó nevét, székhelyét/lakóhelyét, adott esetben cégjegyzékszámát, adószámát, az alvállalkozó kapcsolattartójának és képviselőjére jogosultjának nevét, valamint az alvállalkozó elérhetőségét. Eladó köteles a bejelentésben foglalt adatok változásáról Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

Eladó jelen Szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

V/15. Egyetértenek a Felek abban, hogy a szállításból, továbbá fuvarozásból eredő hibákkal kapcsolatban a Vevő a jelen Szerződés IV. pontjában szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 10 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni.

V/16. Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a Vevő azok észlelését követő 5 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál.

V/17. Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 5 napos határidőn belül – az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.

V/18. A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékok esetén, de akkor is ha kiderül, hogy az áru típusában (rendszerében) nem felel meg az 1. számú melléklet szerinti ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen Szerződésben VI. pontjában rögzített kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a Szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) nyomban elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

V/19. Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

V/20. Nem vitatott a Felek által, hogy a Szerződésben előírt kötelezettségek figyelmen kívül hagyása jelen Szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen Szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének kötelezettsége terheli, továbbá a Vevő a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

V/21. Eladó által a jelen szerződés I/2. pontjában részletezett eszközök használatára kizárólag Vevő jogosult a jelen szerződés időtartama alatt. Vevő az eszközöket harmadik személy használatába nem adhatja. Eladó vállalja az eszközök kihelyezésekor Vevőt, illetve alkalmazottait azok rendeltetésszerű használatára betanítani.

V/22. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó által a jelen szerződés I/2. pontjában részletezett eszközöket a jó gazda gondosságával, rendeltetésnek és jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően használni, továbbá a jelen szerződés időtartama alatt azok biztonságos megőrzéséről gondoskodik.

V/23. A Vevő a jelen szerződés I/2. pontjában részletezett eszközök meghibásodását haladéktalanul jelzi Eladó részére. Vevő szándékos magatartása okozta meghibásodások javításának költségét viselni köteles.

V/24. Eladó a jelen szerződés 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint köteles a jelen szerződés I/2. pontjában részletezett eszközök folyamatos üzemképességének biztosítására. Amennyiben az Eladó által rendelkezésre bocsátott eszközök miatt Vevő vagyonában kár keletkezik Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni.

## **VI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

VI/1. Szerződő Felek a késedelmes teljesítés esetére - ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít - késedelmi kötbért kötnék ki.

VI/2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével naptári naponként 1%, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15%-a.

VI/3. Szerződő Felek a hibás teljesítés esetére - ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít - hibás teljesítési kötbért kötnék ki.

VI/4. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett árucikkek nettó értékének 30%-a.

VI/5. Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a le nem szállított áruk tekintetében a Szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

VI/6. A meghiúsulási kötbér a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%, amikor Vevő elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

VI/7. Tisztában vannak a szerződő Felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.



VI/8. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel.

VI/9. A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a számla nettó összegéből levonni amennyiben annak a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rögzített feltételei fennállnak.

## **VII. Szerződés megszűnése**

VII/1. A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha:

- az Eladó a szállítással legalább 16 napot késett;
- az Eladó a szerződés időtartama alatt ötnél több alkalommal késedelmesen szállít,
- az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait.

VII/2. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

VII/3. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

VII/4. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) az Eladó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) az Eladó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

VII/5. Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

### **VIII. Titoktartás**

VIII/1. Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ tekintetében – függetlenül annak megjelenési formájától –, így azt Eladó nem jogosult illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó kártalanítása nélkül.

VIII/2. Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben használja fel.

VIII/3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott bizalmas – egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem használja fel.

VIII/4. Az egyik Fél a másik Fél engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a Szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait. A másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik Fél sem tehet közzé, harmadik fél rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt hatályos és érvényes jogszabály alapján valamely bíróság vagy hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

VIII/5. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó

az előzőekben részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni.

## **IX. Adatvédelem**

IX/1. Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Infotv-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

IX/2. Szerződő Felek a jelen Szerződés alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az Infotv. előírásainak megfelelően járnak el.

## **X. Egyéb rendelkezések**

**X/1. Szerződő Felek a Szerződés hatálya alatt a jóhiszeműség és a kölcsönös együttműködés kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Ennek során a Szerződő Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja.**

X/2. Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik.

X/3. Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes árumennyiség átadás-átvételét követően a Vevő írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott árukat Vevő részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a leszállított áruk megfelelőségéről referenciát kizárólag az áru felhasználását követően állít ki.

X/4. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

X/5. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó.

X/6. A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére – a pertárgy értékétől függően – a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


X/7. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen Szerződés 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, így a jelen Szerződés megkötésének nincs akadálya.

X/8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt tilalmak vele szemben továbbra sem állnak fenn. Eladó erre vonatkozó, ajánlatában beadott nyilatkozata a jelen szerződés 6.sz. mellékletét képezi. Eladó vállalja, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatja a Vevőt. A Vevő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben Eladó a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, azaz a változásokról a Vevőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül nem tájékoztatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben Eladó e kötelezettségét nem teljesíti.


Jelen adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták 2 (kettő) eredeti példányban.

2023 JAN 27.  
Sopron, .....

2023 JAN 27.

  
**Soproni Erzsébet Oktató**  
**Kórház és Rehabilitációs Intézet**  
**Vevő**  
**Dr. Molnár Sándor PhD**  
**főigazgató**  
**kötelezettségvállaló**



  
**Johnson & Johnson Kft.**  
H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  
Tel.: (06-1) 884 2840 • Fax: (06-1) 884 2729  
CIBANK BUDAPEST Rt. 10800007-72188031  
Adig.sz: 10495177-2-44  
**Johnson & Johnson Kft.**  
**Eladó**  
**Hugyec Tamás Gábor**  
**ügyvezető**

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja:

Sopron, .....~~2017~~ JAN 27.



**Kozmáné Farkas Katalin**

gazdasági igazgató

pénzügyi ellenjegyző



Jogilag az okiratot ellenjegyzem.

Sopron, .....~~2017~~ JAN 27.

**Dr. Zsirai Erzsébet**

kamaraigazgató

Soproni Erzsébet Oktató Központ  
**Dr. Zsirai Erzsébet**  
kamaraigazgató  
Sopron, Győri út 15.  
igazgatási főosztályvezető

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek):

1. sz. melléklet: Eladó ajánlata
2. sz. melléklet: Műszaki specifikáció
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz. melléklet: Megállapodás a konszignációs raktárkezelésről
5. sz. melléklet: Kapcsolattartók adatai
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján alvállalkozó bevonásáról
7. sz. melléklet: Nyilatkozat a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 8/A. §-a alapján a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedés tervezett értékéről
8. sz. melléklet: CE tanúsítvány egyszerű másolata, valamint annak magyar nyelvű használati útmutatója egyszerű másolatban
9. sz. melléklet: Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
10. sz. melléklet: Konszignációs raktár nyitókészlete





## ELADÓ AJÁNLATA

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erőseket Oktató Korház és Rehabilitációs Intézet részére adásveteli szerződés keretében, 12 hónap időtartamra

Az ajánlattevő/ajánlattevők neve:

Kozos ajánlatos ezeket a...

.....

Ajánlattevő(k) székhelye

Céjegyzék száma:

Johnson &amp; Johnson Kft.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 9-11.

01-09-174269

Isolt (szekmár), Simon Emese (közbe-)

0-3788; +36-30-667-8749

+36-1-534-2758

Tel. száma:

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: [crime@hawaii.edu](mailto:crime@hawaii.edu)

[illegible]

[illegible]



[illegible]

Tibiális distális ( bokacüvellet) részének darabos törése	Az anatómiailag előre formázott, hajított títán és acélelemes LCP típusú legyen, amely alkalmas a mediális distalis tibiai stabilizálásra. A distalisan bevezethető rögzített szögletes támaszba meg az ízület, felső és alatti stabilizációt nyújtson az osteoporotikus csontban is. Az elvekönnyított lemezprofilja legyen lehetővé a minimális invazív alkalmazást, minimális invazív alkalmazást, minimálisabban a lágyrészek irritációját. A lemez 4-14 fűrésig legyen elérhető, melynek fixációjához 3,5 mm-es cortikális, ill. statorne fejtű 3,5 mm-es részecskécsavar, 4,0 mm-es csontgömb csavar közötti csontos menetek között jöjjön létre, amely biztosítja a legmegfelelőbb szögletes helyzetet. Igény esetén a rendszer részét képezze 3,5 mm-es rendszerű szögletes harmadcsú lemez (3-12 lyukas) és az úgynevezett "karmos" lemez (4 lyukas) a csontok törésekre. A beültető készlet tartalmazza lemez fej részét és a lemez szárát a szögletes csavar behelyezésére az előfűrés pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró csövet. A beültető készlet tartalmazza még a szögletes csavarok becsavarásához egy 1,3 Nm-es nyomaték szabályozó statorne fejtű bíró csavarműzöt, ami megakadályozza meg a szögletes csavarok túlhúzását is biztosítja az egyenletes szögletes csavar behelyezést, illetve szükség esetén segít a könnyű és gyors fémeltávolítás. A beültető készlet tartalmazza egy lemez és csavar eltávolításához szükséges kiváló instrumentumot, a kézi fémeltávolítás és a húzó fűző csatlakozás miatt. Az implantátumok (lemez, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetők.	12	4	181 300	2 175 600	725 200	LCP 3.5mm Distal Tibia Plates Gyártó: Synthes GmbH A termék kódokat az ajánlatunkhoz mellékelte részletes kódlista tartalmazza
Sajkakcsonttörés stabilizációja (fej néliül kompressziós csavar)	A fej néliül kompressziós önműködő csavar legyen egyaránt alkalmas scaphoid, patella, capitulum, carpal, metacarpal, tarsal, és metatarsal törésekre, intracarpalis törésekre, valamint osteotomiákra. A csavar legyen annál, egy lehetővé teszi a vezető dróttal történő minimális invazív behelyezést. A fej és statorn lévő menetek legyenek egyforma menetmagasságúak, így elvé el behelyezésekor speciális behelyezhető eszközök a kontrollált kompressziót, mely biztosítja a csontgyógyulást. A csavar legyen teljesen behelyezhető a csontba. A csavar csontban lévő kompresszióját, ízületi síkba helyezését, illetve a csavar ízületi síkba helyezését egy stink csont csavarműzöt segítse. A rendszer tartalmazza 3,0 mm-es, rövid menetes, és 3,0 mm-es hosszú menetes títán csavarokat (L16-30 mm). Mindezek igény esetén elérhetők acél változatban is.	12	4	33 000	396 000	132 000	3.0mm HCP (Headless Compression Screw) Gyártó: Synthes GmbH A termék kódokat az ajánlatunkhoz mellékelte részletes kódlista tartalmazza
Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja	Anatómiailag hajított, az ízülethez közel alacsony profilu gyűrűs barát lemezek legyenek. Tegyek lehetővé a szögletes rögzítést, mint a combosont; lehetővé, mint a lábcsar területől laterális oldalról mindkét condylusnak. A szélesebb indikáció miatt a száron minimálisan 5 maximálisan 13 kombinált emelő el 2 lyukas ugrásokkal (5-7-9-11-13). A combosont lemez a proximális részen, a lábcsar lemez a distalis részen lapított (a musculocutaneus csuszátas miatt), minimális invazív módon is behelyezhetők legyenek, melyet speciális képzett karban szalis cőző karok segítsék feleslegessé téve a hosszú börtmészt. E emelő legyenek jobbos és balos változatban, mint a combosont, mint lábcsar részen, igény szerint akár sterili változatban is. A beültető készlet tartalmazza lemezek fej részét és a lemezek szárát a szögletes csavar behelyezésére az előfűrés pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró csövet. A beültető készlet tartalmazza még a szögletes csavarok becsavarásához egy 4,0 Nm-es nyomatékszabályozó statorne (csillag) fejtű bíró csavarműzöt, ami megakadályozza a szögletes csavarok túlhúzását és biztosítja az egyenletes szögletes csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. Szögletes csavarok 5,0 mm-esek, csavarfejjel és lemez menettel bíró lyukak közötti csontos menetek között bíró legyen a szögletes rögzítés miatt. Valamint a beültető készlet tartalmazza, mint a combosont, mint lábcsar részen, még egy-egy speciális carbon rögzítésszereszt kart, melyen keresztül a szögletes csavarok helyezhetők be. A beültető készletnek tartalmaznia kell egy kompressziós és distrakciós instrumentumot a hosszú csőves csontok reponálásához. A raktár lemez illeszkedjen, mint a combosont, mint lábcsar lemezekre, amelyekre külön csavarral történik a rögzítés. A csonthoz való rögzítése 3,5 mm-es önműködő szögletes csavarokkal történjen. A rendszer lártőzők a galvanizációs elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót 1000 átmérőben (0,6-3,0 mm) és 1000 hosszban álljon rendelkezésre. 4,5 mm-es hagyományos önműködő títán cortikális csavar alkalmazható legyen teljes szortimentben, 26-90 mm-ig akár sterili változatban is. Igény esetén a 3,5 mm-es szögletes önműködő títán csavarok alkalmazható legyen teljes szortimentben, 20-60 mm-ig, akár sterili változatban is.	12	4	164 200	2 210 400	736 800	LCP 4.5/3.0 Distal Femur Proximal Tibia Plates Gyártó: Synthes GmbH A termék kódokat az ajánlatunkhoz mellékelte részletes kódlista tartalmazza
<b>II. rész nettó összesen:</b>					<b>42 047 100</b>	<b>13 289 850</b>	

Kelt: Budapest, 2022.09.21.

Elektronikus aláírással ellátta  
Hugyecz Tamás Gábor  
ügyvezető  
Johnson & Johnson Kft.

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

### II. rész

#### II.1. Combsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek (12+4 db mennyiségi eltérés)

Tegye lehetővé a combsont szártörések és alsó harmadi csípőprotézis körüli törés szögstabil rögzítését. Száron minimálisan 12 maximálisan 18 lyuk legyen a szélesebb indikáció miatt. Anatómiailag előre hajlított, mindkét végén lapított (a submusculáris csúsztatás miatt), illetve kisebb furattal is rendelkezik a temporer rögzítés miatt. A közép- és felső harmadi csípőprotézis körüli törés szögstabil rögzítésére álljon a rendelkezésre teljes szortimentben, proximál femur és combsont "hook" kampós lemezek, mely lemezek tomportáji rögzítése 7.3 mm-es önmetsző kanulált csavarokkal történjen. Az önmetsző szögstabil csavarok 5.0 mm-esek, csavarfej és lemez menettel bíró lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil rögzítés miatt. Igény esetén rövidebb és rompa végű úgynevezett 5.0 mm-es, eriprotetikus önmetsző csavarok teljes szortimenttel elérhető legyen. Amennyiben rátét lemez szükséges az illeszkedjen az antecurvált femur a proximál femur és a combsont "hook" kampós lemezekre is, amelyekre külön csavarral történik a rögzítés, a főlemez tetszőleges szögstabil lyukába. A csonthoz való rögzülése 3.5 mm-es önmetsző szögstabil csavarokkal történjen. Behelyező készlet tartalmazzon a minimális invazív behelyezésére és rögzítésére eszközöket, menetes végű fúróvezetőt a szögstabil csavarok előfúrásához, valamint a beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5 Nm és 4 Nm -es nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa az egyenletes szögstabil csavar behelyezését, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. Periprtetikus töréskezeléskor legyen elérhető egy kábel rendszer, amely tartalmazzon egyik végén zárt és saját záró szemmel ellátott 1.7 mm-es acél vagy crom-cobald sodronyt/ kábelt, illetve ezen kábelek megfeszítésére szolgáló kábelfeszítőt. A kábelfeszítő adja meg a lehetséges az operátor fizikai erejétől függetlenül az azonos kábelfeszességre, ugyanazon csontra felhelyezett kábelek esetén. A kábelek lemezekre való rögzítéséhez kúpos menetkapcsolattal bíró menetes stift legyen elérhető, melybe kábelt befűzve közös egységet alkosson a lemezzel. Ezek a mentes kábel stiftek minden kombilyuk menetes részébe csatlakoztathatók legyenek, megadva a kábel felhelyezés szabadságát. Igény szerint a rendszer tartozéka legyen egy minimál invazív kábel behelyező/ felhelyező instrumentum. Az implantátumok (lemezek, csavarok) anyaga orvosi acél, nem steril változatban elérhető legyenek teljes szortimentben.

#### II.2. Kéz csontos váz sérüléseire (12+4 db mennyiségi eltérés)

Moduláris rendszer, mely tegye lehetővé a kéz csontos váz sérüléseinek anatómiai szintézisét. A különböző artrodézisek és osteotomiák mozgásstabilitását biztosítsa külső rögzítések nélkül. A különböző műtéti indikációnak megfelelően 4 féle méretet (1.0 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2.0 mm) tartalmazzon (3 modul). Az 1.5 mm-es és a 2.0 mm-es modul tartalmazzon (LCP) szögstabil lemezeket/implantátumokat. A lemezek legyenek elvékonyítottak és a csavarok elsüllyeszthetők legyenek. Igény esetén elérhetőek legyenek anatómiai adaptációs lemezek is. A csavarok az 1.5 mm-től önvágók, így nem kell menetet metszeni. Az anyaga titán legyen. Speciális beültethető eszközöket tartalmazzon minden egyes modul. A szögstabil csavarokhoz 0.4 Nm-es nyomatékváltó is párosuljon, meggátolva a csavarok beszakítását és megkönnyítve az esetleges fémkivételt. A rendszer speciális menetes végű futóvezetőt is tartalmazzon, mely legyen kalibrált, ezzel segítve a csavarhosszmérést, illetve jöjjön létre a menetes kúpos menetkapcsolat tökéletes szögstabilitás érdekében. Modulok: 1.0 mm-es és 1.3 mm-es DIP ízület töréseire, distal és kp phalanx fixációja, a 1.5 mm-es (már szögstabil csavarokkal is), phalanx, metacarpus törésekre. 2.0 mm-es (szögstabil csavarokkal is) metacarpus,



kéztőcsontok töréseire legyen alkalmas. Az implantátumok (lemezek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetőek.

### **II.3. Darabos alkartörések lemezes osteoszintézise (12+4 db mennyiségi eltérés)**

Szögstabil egyenes LCP típusú, speciális kombi furattal rendelkező titán és acél lemezek. Az elvékonyított lemezprofil minimalizálja a lágyrészek irritációját, tegye egyszerűbbé a becsúsztatást, illetve megfelelő tartást biztosítson az osteoporoticus csontban is. A lemez 4-12 furatig legyen elérhető, melynek fixációjához 3,5 mm-es kortikális, illetve 3.5 mm.-es szögstabil stardrive fejű reteszcsavar, 4.0 mm-es spongióza csavar vagy ezek kombinációja teljes méretszortimenttel legyen elérhető. A lemez és a szögstabil csavarok között kúpos menetkapcsolat jön létre, amely biztosítsa a legmegfelelőbb szögstabil helyzetet. A beültető készlet tartalmazza a lemez fej részébe és a lemez szárába szögstabil csavar behelyezésre, az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. A beültető készlet tartalmazza még a szögstabil csavarok becsavarozásához egy 1.5 Nm-es nyomatékszabályzó stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami akadályozza meg a szögstabil csavarok túl húzását, és biztosítsa az egyenes szögstabil csavar behelyezését, illetve szükség esetén segítse elő a könnyű és gyors fémeltávolítást. Az implantátumok (lemezek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetőek.

### **II.4. Darabos ízületbe hatoló törés a tibia proximális részén (24+8 db mennyiségi eltérés)**

Az anatómiai formátumú, acél és titán alapanyagú, szögstabil, kombifurattal bíró támasztólemezek, optimális megoldást jelentenek a darabos törések és a romzónák stabilizálásában. A stabilitás fokozása érdekében tegye lehetővé a tibia condylus mediális és laterális megtámasztását. Az elvékonyodó lemezprofil minimalizálja a lágyrészek irritációját. A lemez 3,5-4,5/ 5.0 mm-es formátumban 4-14 furatig legyen elérhető. A 4.5/5.0 mm-es lemez fixációjához 4,5 mm-es kortikális, illetve 5.0 mm-es stardrive fejű reteszcsavar vagy ezek kombinációja teljes szortimenttel legyen elérhető. A lemez és a szögstabil csavarok között kúpos menetkapcsolat jön létre, amely biztosítsa a legmegfelelőbb szögstabil helyzetet. A beültető készlet tartalmazza a lemez fej részébe és a lemez szárába szögstabil csavar behelyezésre, az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. A beültető készlet tartalmazza még a szögstabil csavarok becsavarozásához egy 1.5 Nm-es (3.5 mm-es rendszerhez) és egy 4.0 Nm-es (4.5/5.0 mm-es rendszerhez) nyomatékszabályzó stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami akadályozza meg a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa az egyenes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén segítse elő a könnyű és gyors fémeltávolítást. A beültető készlet tartalmazza egy lemez és csavar eltávolításához szükséges kivevő instrumentáriumot, a késői fémeltávolítás és a hideg fúzió lehetősége miatt. Az implantátumok (lemezek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetőek.

### **II.5. Darabos olecranon törések lemezes osteoszintézise (12+4 db mennyiségi eltérés)**

Az alkar proximális végén lévő romos, ízületbe hatoló töréseinek kezelésére anatómiailag előre hajlított, az ízületekhez közel lapított, úgynevezett alacsony profilú lemez, mely az ulna proximális vég szögstabil rögzítését teszi lehetővé szögstabil csavarok behelyezésével, illetve lehetőséget ad kortikális csavarok behelyezésére is. Az ulna lemez proximális részen található csavarok egymáshoz viszonyított helyzete lehetővé teszi, hogy a súlyos romzónával járó ízületbe hatoló törések után is megfelelő rögzítést biztosítson a rendszer. Ezen furatok pontos célzását egy ún. célzó blokk segítse. Fejrészen menetes kerek furatok találhatóak, száron ovális kombi furatok-2-4-6-8-10-12 kombi furatig. Ezenkívül a fejrészen Kirschner drót befogadására alkalmas kerek furatok is találhatóak segítve a temporer rögzítést. Az ulna lemez a száron három helyen is kikönnnyített, mely az operáció közbeni pontos anatómiai modellálást segíti elő. Az ulna lemez distalis részén speciálisan elvékonyított, mely a submuscularis behelyezést biztosítja. Úgynevezett kombi lyukakkal rendelkezik, ezáltal 3.5 mm-es szögstabil és 3.5 mm-es hagyományos kortikális csavarok is alkalmazhatók. Az ulna lemez fixációjához

önvágó 3.5 mm-es kortikális és önvágó 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej és a szár részébe szögstabil csavar behelyezéséhez, az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. A beültető készlet tartalmazzon még egy 1.5 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzó, a 3.5 mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz, amelyek megakadályozzák a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítják az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. A rendszerek tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titán anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0 mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. A beültető készlet tartalmazzon egy lemez és csavar eltávolításához szükséges kivevő instrumentáriumot, a késői fémeltávolítás és a hideg fúzió lehetősége miatt. Az implantátumok (lemezek, csavarok) anyaga titán ötvözet, steril illetve nem steril változatban is, teljes szortimentben, a lemezek jobbos, balos változatban és teljes szortimentben elérhetők legyenek.

## **II.6. Felkar distális töréseinek stabilizációja (12+4 db mennyiségi eltérés)**

Az anatómiailag előre formázott jobbos, balos kivitelű titán szögstabil furattal bíró a fejrészen, kombi furattal bíró a szár részen támasztó mediális és dorsalis lemez(ek). A lemezek végei el kell, hogy vékonyodjanak, hogy minimalizálja a lágyrészek irritációját. Ez a lemezes technika tökéletes rögzítési opciót biztosítson az ízületbe hatoló romos, darabos törések kezelésére. A lemez a rovátkáiknál, bemetszéseknél még plusz, legalább 4 °-os hajlítási lehetőséget kell, hogy biztosítson a még jobb modellálás végett. A 3,5 mm-es formátumban 3-5-7-9 és 14 kombi furattal, a lemez szárán lévő fixációjához önmetsző 3.5mm-es kortikális és önmetsző 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variáció teljes méret szortimenttel legyenek elérhetőek. A 3,5 mm-es formátum fej (distális) részében, ahol a dorsalis oldali megtámasztás is szükséges egy „fűl” segítségével 2,4/2,7 mm-es önmetsző szögstabil reteszcsavarok teljes szortimentben legyenek elérhetőek. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezésre menetes véggel bíró célzót. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0.8 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzó a 2.4/2.7mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz és egy 1,5 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzó, a 3.5mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz amelyek megakadályozzák a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítják az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. A beültető készlet tartalmazzon egy speciális célzó blokkot a fejrészen lévő 2.4/2.7mm-es önmetsző szög stabil csavarok furatainak célzására, ami segít a pontos célzásban és a csavar szár –szög meghatározásában. A beültető készlet tartalmazzon egy a condylusokat ideiglenes összetartó speciális komprimáló eszközt. A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett titán anyagú Kirschner drót, mely több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Az implantátumok (lemezek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetőek.

## **II.7. Gyerekkori szár törések velőűrszínezése hosszú csöves csontokon (40+12 db mennyiségi eltérés)**

Az elasztikus titán szeg (TEN) alapelve a metaphysisbe vezetett két elasztikus szeg szimmetrikus kifeszítettségén alapszik, amely minimál invazív beavatkozást követően széleskörű (Felkar, Alkar, Combcsont, Lábszár, Kulcscsont) alkalmazást tesz lehetővé, a műtétechnika gyors és egyszerű. - A szegek a csontban három ponton támaszkodjanak fel és ennek köszönhetően négy biomechanikai elvárásnak tegyenek eleget:

- hajlékonyság, axiális stabilitás, keresztirányú és rotációs stabilitás.
- A velőűrszínezés a gyermekkori dia- és metaphysis törések primer kezelésére, illetve felnőtteknél felkar- és alkarszínezésre, valamint claviculatörések ellátására adjon módot.

- Az indikációt életkor, töréstípus és töréshely szerint együttesen kell mérlegelni.
- Anyaga titánötvözet.
- A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen.
- Legyen minimál invazív behelyezési lehetőséggel, amely nem károsítja a csonthártyát és a növekedési porcot, legyen mozgás stabil, és biztosítson korai terhelést, valamint gipszrögzítés nélkül legyen alkalmazható.
- Az elasztikus titán szeg (velőűr sín) teljes méretsorban legyen elérhető (1.5-4.0 mm átmérőjű, 1.5 mm-es 300 hosszú, illetve 2.0 mm-4.0 mm-g 440 mm hosszú), amely színkódolással legyen megkülönböztethető, széleskörű alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű.
- Legyen elérhető a szeg végére felhelyezhető záró sapka, amely axiális stabilitást ad, illetve védjen a kicsúszás ellen, valamint védje a lágyrészeket, illetve tegye lehetővé a szeg könnyed és egyszerű eltávolítását.

## **II.8. Humerus szegezés (12+4 db mennyiségi eltérés)**

A felkarcsont proximális, három, illetve négy rész töréseire kifejlesztett speciális felfúrásos és felfúrás nélküli, reteszelt egyenes polyethylene betéttel bíró titán velőűrszeg. Köszönhetően a konvergáló-divergáló szögstabil reteszcsavaroknak a fejben, nagyfokú stabilitás biztosítson, különösen az osteoporotikus csontban, amely stabilitás tovább fokozható a szár részén alkalmazható felszívódó betéttel ellátott szögstabil reteszcsavaroknak. A szeg proximális végén négy irányból, hat csavarbehelyezési lehetőség legyen, mely csavarok fixálásban polyethylene betét segítse a stabilitást. Hossza a rövid változatban 160 mm, átmérőben a 8.0 mm és 9.5 mm elérhető. A hosszú változatban 7.0 mm-es és 8.5 mm-es átmérővel 180-315 mm hossz szortimenttel 15 mm-es ugrásokkal legyen elérhető. A proximális részben használatos reteszcsavarok átmérője 4.5 mm, amelyek speciális „tölcséres” fej kiképzésének köszönhetően szükség esetén magán a tölcséres csavarfejen keresztül egy 3.5 mm-es szögstabil csavar is átvezethető legyen. Szár részen a reteszcsavarok átmérője 4.0 mm, amely a speciális perselynek köszönhetően szintén szögstabil rögzítést biztosít. A szeg és csavarjai titánium változatban legyenek elérhetők. A beültetéshez szükséges a speciális műszerkészlet, amely álljon rendelkezésre.

## **II.9. Nyílt vagy zárt szár- és ízületközei tibiatörés endomedullaris stabilizációja (12+4 db mennyiségi eltérés)**

A velőűrszeg álljon rendelkezésre kanulált és tömör változatban, titán (fém érzékenyeknek) alapanyagból. A kanulált változatban legyen elérhető 8-9-10 mm-es átmérőben, illetve ezen átmérőkön belül 255-465 mm hosszban 15 mm-es ugrásokkal. A velőűrszeg legyen anatómiailag meghajlított, ami segítse a szeg velőűrbe való behelyezését. A velőűrszeg proximális (térdközei) vége négy irányból, öt csavarbehelyezési reteszelt lehetőség legyen, amely reteszelt lehetőség megoldást ad az AO beosztás szerinti A1-A2/A3 típusú törések kezelésére. A velőűrszeg proximális reteszeléskor legyen lehetőség a szeg dinamizálására is, amely mértéke maximum 7 mm legyen, amely lehetőséget adhasson az összes tibia szár törések kezelésére is. A velőűrszeg distális (boka ízület közei) reteszelése három irányból négy csavarbehelyezési lehetőséggel adjon megoldást az AO beosztás szerinti A1/A2/A3/ törések kombinációjának kezelésére. A proximális reteszelés legproximálisabb három irányból történő csavarbehelyezéskor használt reteszcsavarok legyenek 5.0 mm-es változó magátmérővel bíró csavarok, melyek hossza legyen elérhető 30-90 mm-ig 5mm-es ugrásokkal. Ezen reteszcsavarok behelyezése röntgenátersztő célzó segítségével történjen, valamint a legproximálisabb reteszcsavar zárókupak segítségével legyen axiális irányból is reteszelt. A velőűrszeg proximális végére zárókupak is behelyezhető legyen, mely hossz mérete legyen 0-15 mm-ig, 5 mm-es ugrásokkal. A proximális reteszeléskor legyen lehetőség AP irányú reteszelésre is, mely 4 mm-es átmérőjű reteszcsavarral legyen megoldható, mely reteszcsavar legyen 18-80 mm-ig elérhető 2 mm-es ugrásokkal. A distális reteszelés 4 mm-es (8-9 mm szeg átmérőhöz) átmérőjű reteszcsavarral

legyen megoldható, mely reteszcsavar legyen 18-80-ig elérhető 2 mm-es urásokkal, illetve distális reteszelés 5 mm-es (10-13 mm-es szeg átmérőhöz) átmérőjű reteszcsavarral legyen megoldható, mely reteszcsavar legyen 26-80 mm-ig 2 mm-es ugrásokkal, 80-100 mm-ig 5 mm-es ugrásokkal legyen elérhető. A 4 és 5 mm átmérőjű stardrive reteszcsavarok behelyezését segítő perselyek és a hozzá tartozó csavarok teljes méretválasztéka legyen elérhető. A rendszer része a nyílt töréseknél használható antibiotikus (gentamicin sulphate) bevonatú szeg, amely szintén teljes szortimentben elérhető. Az implantátumok (szegek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetőek. Ezen velőűrszeg behelyezésére, illetve kivételére álljon rendelkezésre behelyező készlet, mind a velőűr megnyitáshoz, mind a szeg bevezetéséhez, mind a proximális csavarok célzásához, behelyezéséhez, mind a szeg dinamizálásához, mind a distális csavarok behelyezéséhez, mind a zárókupak behelyezéséhez, mind a velőűrszeg eltávolításához.

#### **II.10. Proximális szögstabil humerus lemez (12+4 db mennyiségi eltérés)**

Az anatómiailag előre formázott titán szögstabil lemeznek legyen szögstabil furata a fejrészen és kombi furata a szár részen, amely diszlokálódott 2 részes, 3 részes darabos törések és a 4 részes darabos romos törések fixációját is képes biztosítani. Ez a lemez rendszer osteoporotikus csontban is tökéletes stabilitást ad.

Az anatómiailag előre formázott titán szögstabil lemez a proximál humerus törésektől a komplex törésekig alkalmazható a kilenc proximális csavar lyuknak köszönhetően. A lemez fejében lévő csavarok konvergáló és divergáló iránya tökéletes stabilitást adnak. A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es kortikális és önvágó 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyenek elérhetőek. Valamint igény szerint 3.5mm-es kanülált szög stabil önmetsző reteszcsavarok a csökkent csontállományú humerus fej biológiai cementtel történő augmentálása céljából teljes szortimentben elérhetőek legyenek. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. A lemez 3-5 kombi lyukkal rendelkezzen a száron, valamint hosszú lemez változat 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 kombi lyukkal a száron változatban is elérhető legyen. A lemez fej részébe a szögstabil csavar behelyezés célzó blokkal legyen megoldható. A beültető készlet tartalmazzon a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzó stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. A rendszer tartozékaként a galvanizálódás elkerülése végett titán anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Az implantátumok (lemezek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetőek.

Anyaga titán ötvözet.

#### **II.11. Radius distális csuklóízületi végének darabos, ízületbe hatoló törései (100+30 db mennyiségi eltérés)**

Az ízülethez közel lapított, úgynevezett alacsony profilú lemez legyen, mely a radius distalis vég szögstabil rögzítését tegye lehetővé, poliaxális kiképzésű önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal, az önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal és igény esetén 2,4 mm-es hagyományos önvágó kortikális csavarokkal, melyek teljes szortimentben legyenek elérhetőek. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. A poliaxialis csavarok 15 fok mozgást engedélyezzenek minden irányban. A poliaxialis szögstabil csavarok négy oldalon feküdjenek fel a lemez a variábilis lyukán, ezáltal megkönnyítik és lehetővé teszik a csavarok többszöri ki- és behelyezését valamint megtartják a max. 15 fokos csavar behelyezéskor a szögstabil állapotot. Anyaga titán jobbos, balos kivitelben, a fejrészen 6-7 variábilis lyukkal, a szár részen 2-3-4-5- kombi lyukkal, igény esetén extra hosszú változatban a szár részen 7-10-13 kombi lyukkal legyen elérhető. A beültető készlet tartalmazzon egy univerzális fúróvezetőt, amely lehetővé tegye a variábilis és a fix szögletű

csavarok előfúrását, segítsen a pontos célzásban és a csavar szár-szög (írányonként max. 15 fok) meghatározásában, valamint legyen alkalmas a csonton lévő lemez pozícionálásban, elemelésében. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0.8 Nm-es nyomatékszabályozós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítja az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fém eltávolítását. A rendszer tartozékaként a galvanizálódás elkerülése végett titán anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0 mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. A beültető készlet tartalmazzon egy lemez és csavar eltávolításához szükséges kivevő instrumentáriumot, a késői fémeltávolítás és a hideg fúzió lehetősége miatt. Az implantátumok (lemezek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetők. Anyaga titán ötvözet.

#### **II.12. Tibialis distális (bokaízületi) részének darabos törése (12+4 db mennyiségi eltérés)**

Az anatómiaiailag előre formázott, hajlított titán és acéllemez LCP típusú legyen, amely alkalmas a distalis tibia vég stabil mediális megtámasztására. A distalisan bevezethető rögzített szögállás támassza meg az ízületi felszínt és biztos stabilizálást nyújtson az osteoporotikus csontban is. Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálja a lágyrészek irritációját. A lemez 4-14 furatig legyen elérhető, melynek fixációjához 3,5 mm-es kortikális, ill. stardrive fejű 3,5 mm-es szögstabil reteszcsavar, 4.0 mm-es spongióza csavar között kúpos menetkapcsolat jöjjön létre, amely biztosítsa a legmegfelelőbb szögstabil helyzetet. Igény esetén a rendszer részét képezze 3.5 mm-es rendszerű szögstabil harmadcső lemez (2-12 lyukas) és az úgynevezett "karmos" lemez (4 lyukas) külboka töréskezelésekhez. A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5 Nm-es nyomatékszabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami akadályozza meg a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén segítse elő a könnyű és gyors fémeltávolítást. A beültető készlet tartalmazzon egy lemez és csavar eltávolításához szükséges kivevő instrumentáriumot, a késői fémeltávolítás és a hideg fúzió lehetősége miatt. Az implantátumok (lemezek, csavarok) szükség esetén steril csomagolásban is teljes szortimenttel legyenek elérhetők.

#### **II.13. Sajkacsonttörés stabilizációja (fej nélküli kompressziós csavar) (12+4 db mennyiségi eltérés)**

A fej nélküli kompressziós önfúró önmetsző csavar legyen egyaránt alkalmas scaphoid, patella, carpal, metacarpal, tarsal és metatarsal törésekre, intrarticularis törésekre, valamint osteotomiákra. A csavar legyen kanülált, így lehetővé teszi a vezető dróttal történő minimál invazív behelyezést. A fej és száron lévő menetek legyenek egyforma menetmagasságúak, így érve el behelyezéskor a speciális behelyező eszközzel a kontrollált kompressziót, mely abszolút stabilitást adva, biztosítja a csont gyógyulását. A csavar legyen teljesen belesüllyeszthető a csontba. A csavar csontban lévő kompresszióját, ízületi síkba helyezését, illetve a csavar ízületi sík alá süllyesztését egy szinkódolt csavarhúzószár segítse. A rendszer tartalmazzon 3.0 mm-es, rövid menetes, és 3.0 mm-es hosszú menetes titán csavarokat (16-30 mm). Mindezek igény esetén legyenek elérhetőek acél változatban is.

#### **II.14. Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja (12+4 db mennyiségi eltérés)**

Anatómiaiailag hajlított, az ízülethez közel alacsony profilú lágyrész barát lemezek legyenek. Tegyük lehetővé mindkét condylusnak a szögstabil rögzítését, mind a combcsont térd felőli, mind a lábszár térd felőli laterális oldaláról. A szélesebb indikáció miatt a szárban minimálisan 5 maximálisan 13 kombi furat érhető el 2 lyukas ugrásokkal (5-7-9-11-13). A combcsont lemez a proximális részén, a lábszár lemez a distális részén lapított (a submusculáris csúsztatás miatt); minimál invazív módon is behelyezhetők legyenek, melyet speciálisan kiképzett karbon szálak célzó karok segítsék feleslegessé



téve a hosszú bőrmetszést. Elérhetőek legyenek jobbos és balos változatban, mind a combcsont, mind a lábszár részen, igény szerint akár steril változatban is. A beültető készlet tartalmazzon lemezek fej részébe és a lemezek szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 4.0 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítja ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. Szögstabil csavarok 5.0 mm-esek, a csavarfej és a lemez menettel bíró lyuka között kúpos menetkapcsolat bíró legyen a szögstabil rögzítés miatt. Valamint a beltető készletek tartalmazzanak, mind a combcsont, mind a lábszár részen, még egy-egy speciális carbon röntgenáteresztő kart, melyen keresztül a szögstabil csavarok helyezhetők be. A beültető készletnek tartalmaznia kell egy kompressziós és distractio instrumentumot a hosszú csöves csontok reponálásához. A rátét lemez illeszkedjen, mind a combcsont, mind a lábszár lemezekre, amelyre külön csavarral történik a rögzítés. A csonthoz való rögzülése 3.5 mm-es önmetsző szögstabil csavarokkal történjen. A rendszer tartozékként a galvanizálódás elkerülése végett titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0 mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. 4.5 mm-es hagyományos önmetsző titán kortikális csavar alkalmazható legyen teljes szortimentben, 26-90 mm-ig akár steril változatban is. Igény esetén a 3.5 mm-es szögstabil önmetsző titán csavarok alkalmazhatók legyenek teljes szortimentben, 20-60 mm-ig, akár steril változatban is.



## ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott Hugyecz Tamás Gábor ügyvezető, a

Név: **Johnson & Johnson Kft.**  
Székhely: **1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.**  
Cégjegyzékszám: **01-09-174269**  
Adószám: **10495177-2-44**

képviselőként kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban bemutatjuk.

**Tulajdonosi szerkezetünk:**

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén

cégnév, Johnson & Johnson Kft.

székhely és 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14

cégjegyzékszám, 01-09-174269

magányszemély esetén

név,

lakcím

állampolgárság

megjelölése szükséges)

**Tényleges tulajdonosaink**

Társaságunknak a 2017. évi LIII. tv (Pmt.) 3. § 38. a) – e) pontjai szerinti tényleges tulajdonosa nincs. A Johnson & Johnson Kft. 2017. évi LIII. tv (Pmt.) 3. § 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonosa, azaz vezető tisztségviselője: Hugyecz Tamás Gábor ügyvezető (lakcím: 1141 Budapest, Zoborhegy u. 28. fsz. 2.a. , születési hely, idő: Nyíregyháza, 1971.09.20, anyja születési neve: Ruszinyák Julianna Irén állampolgárság: magyar)

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk.

**Vezető tisztségviselőink:**

név,

lakcím,

állampolgárság: .....

név,

lakcím,

állampolgárság: .....

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb átláthatósági nyilatkozatot teszünk.

Budapest, 2023.01.16.

**Johnson & Johnson Kft.**  
H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  
Tel.: (06-1) 884 2800 • Fax: (06-1) 884 2729  
CITIBANK BUDAPEST Rt. 10800007-72188031  
Adig.sz: 10495177-2-44

Hugyecz Tamás Gábor  
ügyvezető  
Johnson & Johnson Kft.

#### 4. számú melléklet

### MEGÁLLAPODÁS konszignációs raktár kezeléséről

Amely létrejött egyrészről

**Név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet**

Képviselő: Dr. Molnár Sándor PhD főigazgató

Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.

adószám: 5367716-2-08

bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000

mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

másrészről

**Név: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.**

Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

Adószám: 10495177-2-44

Bankszámlaszám: 10800007-72188031-00000000

Képviselő: Hugyecz Tamás Gábor, ügyvezető

mint **eladó** (a továbbiakban: **Eladó**)

(külön-külön: Fél, együttesen: Szerződő Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek rögzítése mellett:

#### Preambulum

Szerződő Felek előrebocsátják, hogy 2023. 01. 24. napján 104-1/2023. számú adásvételi szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős vételére, amely a Vevő által EKR000898432022 iktatószámon „Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése” tárgyban indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként jött létre.

Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen konszignációs raktár kezeléséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

#### 1. Megállapodás tárgya

Eladó a jelen Megállapodás szerint konszignációs raktárkészletet bocsát a Vevő rendelkezésére, Vevő pedig azt saját raktárában elkülönítetten helyezi el, valamint vagyonvédelmi és állagmegóvási szempontokat is figyelembe véve díjmentesen tárolja a felhasználásig.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a konszignációs áruraktárból felhasznált termékek nettó átadási árait és a jelen Megállapodásban nem rögzített egyéb feltételeket az Alapszerződés 1. számú mellékletében lévő ajánlat tartalmazza.

## 2. Eladó jogai és kötelezettségei

A konszignációs raktárban elhelyezett termékek tulajdonjoga az Eladót illeti meg, amíg a Vevő a konszignációs raktárból kitarolt termékek ellenértékét nem fizette meg.

Az Eladó kötelezettséget vállal a termékek induló készletének leszállítására, valamint a Vevő írásos felhasználás lejelentése alapján a készletek pótlására. Az írásos felhasználás lejelentés tartalmazza a kitarolt termék azonosítóját (cikkszámát), mennyiségét és a sarzs vagy LOT (gyártási) számát.

A kezdő konszignációs raktárkészlet az alábbi táblázat szerint: A konszignációs raktár nyitókészletének kötbérterhes szállítási határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 1 hét (7 naptári nap).

	A beszerezni kívánt mennyiségek 12 hónapra (db)	Konszignációs raktár nyitókészlete (db), mely a szerződéskötés időpontjában kerül meghatározásra
--	---	--

### II. rész:

II.1. Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek	12	A mennyiségeket a jelen ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS „Különbéle traumatológiai implantátumok beszerzése”. tárgyban 2. rész: Traumatológiai implantátumok II. tárgyban traumatológiai implantátum tárgyban (104-1/2023) 10. számú melléklete, mint a szerződés elválaszthatatlan
II.2. Kéz csontos váz sérüléseire	12	
II.3. Darabos alkartörések lemezes osteoszintézise	12	
II.4. Darabos ízületbe hatoló törés a tibia proximális részén	24	
II.5. Darabos olecranon törések lemezes osteoszintézise	12	
II.6. Felkar distális töréseinek stabilizációja	12	
II.7. Gyerekkori szár törések velőúrszínezése hosszú csöves csontokon	40	
II.8. Humerus szegezés	12	
II.9. Nyílt vagy zárt szár- és ízületközeli tibiatörés endoedullaris stabilizációja	12	

II.10. Proximális szögstabil humerus lemez	12	részé képző dokumentum tartalmazza
II.11. Radius distális csuklóízületi végének darabos, ízületbe hatoló törései	100	
II.12. Tibális distális (bokaízületi) részének darabos törése	12	
II.13. Sajkakcsonttörés stabilizációja (fej nélküli kompressziós csavar)	12	
II.14. Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja	12	

Az Eladó a termékekre garanciát vállal, minden minőségi reklamációt kivizsgál és annak jogossága esetén gondoskodik a termék kicseréléséről.

A kötbérterhes szállítási (pótlási) határidő alapesetben 5 munkanap, sürgős esetben 2 munkanapon belüli pótlás igényelhető. A szállítási költség az Eladót terheli.

Eladó kötelezettséget vállal a Vevő írásbeli felhasználás lejelentése alapján a készletek pótlására. Az írásos felhasználás lejelentés tartalmazza a kitárolt termék azonosítóját, (cikkszámát), mennyiségét, és a Sars vagy LOT (gyártási) számát.

Az Eladó a Vevő jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló számla azonnali kiállítására. A termékek árát az Alapszerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Vevő az Eladó által kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 60 napon belül, az Eladó bankszámlájára való átutalással egyenlíti ki.

Eladó szavatol azért, hogy az általa a konszignációs raktárba kihelyezett termékek legalább 12hónap felhasználhatósági idővel rendelkeznek, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, továbbá érvényes forgalomba hozatali engedéllyel és az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítványokkal rendelkeznek.

A konszignációs készletből történő felhasználás késedelmes lejelentéséből adódó esetleges szakmai, ellátási problémákért az Eladó semminemű felelősséget nem vállal.

Az Eladó kapcsolattartójának elérhetősége:

Név: Sebők Zsolt

Telefon: +36-70-330-3788

Telefax: +36-1-8842-759

E-mail: jnj.medical.megrendeles@its.jnj.com

Eladó a konszignációs raktárkészletet a Vevővel előre egyeztetett időpontban, munkanapokon 9-13 óra között ellenőrizheti.

### **3. Vevő jogai és kötelezettségei**

A Vevő a kihelyezett termékek hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, állaguk megővéseért teljes körű felelősséggel tartozik.

Vevő vállalja, hogy a konszignációs raktárkészletet megfelelő, zárt helyiségben, az esetlegesen meglévő saját készleteitől elkülönítve tárolja és kezeli. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek csomagolásán jelzett tárolási előírásokat betartja.

Felek rögzítik, hogy a kibontott csomagolású termék felhasználnak tekintendő, mivel nemzetközi egészségügyi előírások és az Eladó belső előírásai alapján a kibontott termék nem hozható újra forgalomba, vagyis nem adható.

Vevő a konszignációs raktárban kihelyezett termékek felhasználás jelentését a 2. pontban leírtak alapján végzi. A jelentés elküldése telefax vagy e-mail útján történik a jelen megállapodásban megjelölt kapcsolattartórészére. A jelentés egyúttal a felhasznált termékek pótlására vonatkozó megrendelés is.

A konszignációs raktárt a Vevő részéről Kiss Andrea kezeli (tel.: 06-99-514-200 Mellék: 1184, e-mail: kiss.andrea.kmb@sopronigyogykozpont.hu;), a jelentések elküldéséért és megrendeléséért Endresz Rita (tel.: 06-99-514-393, e-mail: endresz.rita@sopronigyogykozpont.hu) felelős.

Vevő vállalja a konszignációs raktárba kihelyezett termékek lejáratí idő vagy sorozatszám (értelemszerően a legkisebb sorozatszámú termék használándó először) sorrendjében történő felhasználását.

Vevő minden naptári negyedév végén részletes leltárt készít a konszignációs raktárban tárolt árukról és a leltár eredményét az Eladó rendelkezésére bocsátja.

### **4. Áru átadása-átvétele, csomagolása**

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező termékek vonatkozásában mennyiségi átadás-átvétel történik.

Eladó az általa csomagolt és kiserelt, szállításra kerülő áru egységkiserelésére címkét helyez el. A címke tartalmazza a mennyiségi átvételnél a termék azonosításához szükséges adatokat. A téves rendelés vagy szállítás alapján leszállított árut Eladó köteles kiserélni, ha azt a Vevő eredeti csomagolásban részére sértetlenül visszaküldi.

A kárveszélyt a Vevő konszignációs raktárába történő kihelyezéséig az Eladó, a termékek átadás-átvételi eljárását követő időponttól pedig a Vevő viseli.



## 5. Kihelyezett konszignációs készlet módosítása

Amennyiben az eredetileg megállapított és kihelyezett konszignációs alap (induló) készlet 2 heti mennyiségében változás áll be, azt a két Fél közös megegyezése alapján, az Eladó és a Vevő kapcsolattartója hagyhatja jóvá.

## 6. A megállapodás megszűnése

A jelen Megállapodás a Felek között „Különfélc traumatológiai implantátumok beszerzése” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen létrejött adásvételi szerződés hatályától függő hatályú.

A jelen megállapodás megszűnését, módosítását az Alapszerződés 7. pontjában leírtak tartalmazzák.

Jelen Megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a Vevő teljeskörűen köteles elszámolni a konszignációs raktárkészlettel. Vevő köteles a megállapodás megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak az Eladó által történő elszállításáig az állagmegóvás biztosítás mellett megőrizni. Az őrzés és az elszállítás költségei az Eladót terhelik, kivéve, ha a megállapodás megszűnése a Vevő szerződésszegése miatt következett be.

## 7. Egyéb rendelkezések

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a vitás eseteket mindenekelőtt kölcsönös egyeztetés útján kívánják rendezni. A jelen Megállapodásból eredő, tárgyalásos úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek –a pertárgy értékétől függően –a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

Jelen megállapodás 2, azaz kettő eredeti példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Sopron, 202.....2023 JAN 27.....202.....

.....

Vevő

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és  
Rehabilitációs Intézet

Dr. Molnár Sándor PhD  
főigazgató



2023 JAN 27

.....


Eladó

Johnson & Johnson Kft.  
H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  
Tel.: (06-1) 884 2800 • Fax: (06-1) 884 2729  
HUGYECZ TAMÁS GÁBOR  
ügyvezető  
Ad.ig.sz: 10495177-2-44

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése és időpontja:

2023 JAN 27.

Sopron, .....



**Kozmáné Farkas Katalin**  
gazdasági igazgató  
pénzügyi ellenjegyző



A megállapodás jogi megfelelőségét igazolom:

Sopron, **Dr. Zsirai Erzsébet**

kamarai jogtanácsos

19 7 380 74317

Soproni Erzsébet Oktató Kórház

2023 JAN 27.

**Dr. Zsirai Erzsébet**  
kamarai jogtanácsos  
igazgatási főosztályvezető

Kapja:

1 eredeti példány Eladó

1 eredeti példány Vevő

Másolatban értesül:

Beszerezési és Vagyongazdálkodási Osztály

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Közbeszerzési Csoport

Jogi képviselet

Szkennelés + irattár

## KAPCSOLATTARTÓK

Jelen szerződés vonatkozásában Felek kapcsolattartásra jogosult képviselői:

Vevő kapcsolattartója:

Név:	Dr. Fejes Gábor
Beosztás:	orvosigazgató
E-mail cím:	orvosigazgato@sopronigyogykozpont.hu
Posta cím:	9400 Sopron, Győri út 15.
Telefonszám:	06-99-514-200 Mellék: 1676

Eladó kapcsolattartója:

Név:	Sebők Zsolt
Beosztás:	territory manager
E-mail cím:	jnj.medical.megrendeles@its.jnj.com
Posta cím:	1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Telefonszám:	+36-70-330-3788



**NYERTES AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉSE  
ÉRTELMÉBEN**

Alulírott Hugyecz Tamás Gábor, mint a Johnson & Johnson Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.) által „**Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez:


- a) alvállalkozót nem veszek igénybe  
b) az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozókat veszem igénybe:

Név:	Elérhetőség (székhely/ lakóhely, e-mail, telefonszám):	Képviselőre jogosult (név, beosztás):

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az alvállalkozók fenti adataiban változás állna be, azt haladéktalanul bejelentjük.

Budapest, 2023.01.16.

**Johnson & Johnson Kft.**  
H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  
Tel.: (06-1) 884 2800 • Fax: (06-1) 884 2729  
CITIBANK BUDAPEST Rt. 10800007-72188031  
Adószám: 10495177-2-44

  
Hugyecz Tamás Gábor  
ügyvezető  
Johnson & Johnson Kft.



**NYILATKOZAT A 424/2017. (XII. 19.) KORMÁNYRENDELET 8/A. §-A ALAPJÁN A  
SZERZŐDÉSES ELLENSZOLGÁLTATÁSBÓL TÖRTÉNŐ RÉSZESEDÉS TERVEZETT  
ÉRTÉKÉRŐL**

Alulírott, [...] mint a Közös Ajánlattevők meghatalmazott képviselője, a [...], mint Ajánlatkérő által indított [...] tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként

**n y i l a t k o z o m**

a Közös Ajánlattevők szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésének tervezett értékéről.

Közös Ajánlattevők		
Ajánlattevő neve <sup>1</sup>	Székhelye	Részesedés tervezett értéke

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ellenszolgáltatásból történő részesedés tervezett értékének fent részletezett adataiban változás állna be, azt az Ajánlatkérő részére haladéktalanul bejelentjük.

Budapest, [...]

.....  
[...]  
Közös Ajánlattevők meghatalmazott  
képviselője

<sup>1</sup> Minden egyes Ajánlattevőt külön sorban kérünk szerepeltetni.





*8. számú melléklet*

**CE TANÚSÍTVÁNY EGYSZERŰ MÁSOLATA, VALAMINT ANNAK MAGYAR  
NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA EGYSZERŰ MÁSOLATBAN**



## NYILATKOZAT

### az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról

Alulírott Hugyecz Tamás Gábor, a Johnson & Johnson Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.) képviselőjeként a „Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint Ajánlattevő az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel Ajánlattevő nem

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %- ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

2. A rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel az ajánlatban a szerződés értékének 10 %-át meghaladó bármely alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezet nem

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %- ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

3. Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

Kelt: Budapest 2023. 01. 16.

**Johnson & Johnson Kft.**  
H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  
Tel.: (06-1) 884 2800 • Fax: (06-1) 884 2729  
CITIBANK BUDAPEST Rt. 10800007-72188031  
Adósz.: 10493177-2-44  
Hugyecz Tamás Gábor  
ügyvezető  
Johnson & Johnson Kft.



## Konszignációs raktár nyitókészlete

Lp	gyfélészám (customer number)	Termékkód (product code)	Termékleírás (product description)	Mennyiség (quantity)
1	KSC15140250	04.004.000	EXPERT END CAP FTIBNAILS	2
2	KSC15140250	04.004.001	EXPERT END CAP FTIBNAILS	2
3	KSC15140250	04.004.002	EXPERT END CAP FTIBNAILS	1
4	KSC15140250	04.004.003	EXPERT END CAP FTIBNAILS	1
5	KSC15140250	04.004.004	EXPERT END CAP FTIBNAILS	1
6	KSC15140250	04.004.237	EXPERT TN A8 CANN L270 TAN	2
7	KSC15140250	04.004.240	EXPERT TN A8 CANN L285 TAN	2
8	KSC15140250	04.004.243	EXPERT TN A8 CANN L300 TAN	2
9	KSC15140250	04.004.246	EXPERT TN A8 CANN L315 TAN	2
10	KSC15140250	04.004.249	EXPERT TN A8 CANN L330 TAN	2
11	KSC15140250	04.004.252	EXPERT TN A8 CANN L345 TAN	1
12	KSC15140250	04.004.255	EXPERT TN A8 CANN L360 TAN	2
13	KSC15140250	04.004.258	EXPERT TN A8 CANN L375 TAN	2
14	KSC15140250	04.004.261	EXPERT TN A8 CANN L390 TAN	1
15	KSC15140250	04.004.334	EXPERT TN A9 CANN L270 TAN	1
16	KSC15140250	04.004.337	EXPERT TN A9 CANN L285 TAN	2
17	KSC15140250	04.004.340	EXPERT TN A9 CANN L300 TAN	2
18	KSC15140250	04.004.343	EXPERT TN A9 CANN L315 TAN	2
19	KSC15140250	04.004.346	EXPERT TN A9 CANN L330 TAN	2
20	KSC15140250	04.004.349	EXPERT TN A9 CANN L345 TAN	2
21	KSC15140250	04.004.352	EXPERT TN A9 CANN L360 TAN	1
22	KSC15140250	04.004.355	EXPERT TN A9 CANN L375 TAN	2
23	KSC15140250	04.004.358	EXPERT TN A9 CANN L390 TAN	1
24	KSC15140250	04.004.361	EXPERT TN A9 CANN L405 TAN	1
25	KSC15140250	04.004.431	EXPERT TN A10 CANN L270 TAN	1
26	KSC15140250	04.004.437	EXPERT TN A10 CANN L285 TAN	1
27	KSC15140250	04.004.440	EXPERT TN A10 CANN L300 TAN	1
28	KSC15140250	04.004.443	EXPERT TN A10 CANN L315 TAN	1
29	KSC15140250	04.004.446	EXPERT TN A10 CANN L330 TAN	1
30	KSC15140250	04.004.449	EXPERT TN A10 CANN L345 TAN	1
31	KSC15140250	04.004.452	EXPERT TN A10 CANN L360 TAN	1
32	KSC15140250	04.004.455	EXPERT TN A10 CANN L375 TAN	1
33	KSC15140250	04.005.408	LOCKSCR A4 L18 FNAILS TAN	2
34	KSC15140250	04.005.410	LOCKSCR A4 L20 FNAILS TAN	2
35	KSC15140250	04.005.412	LOCKSCR A4 L22 FNAILS TAN	2
36	KSC15140250	04.005.414	LOCKSCR A4 L24 FNAILS TAN	2
37	KSC15140250	04.005.416	LOCKSCR A4 L26 FNAILS TAN	4
38	KSC15140250	04.005.418	LOCKSCR A4 L28 FNAILS TAN	5
39	KSC15140250	04.005.420	LOCKSCR A4 L30 FNAILS TAN	4
40	KSC15140250	04.005.422	LOCKSCR A4 L32 FNAILS TAN	5
41	KSC15140250	04.005.424	LOCKSCR A4 L34 FNAILS TAN	5
42	KSC15140250	04.005.426	LOCKSCR A4 L36 FNAILS TAN	6
43	KSC15140250	04.005.428	LOCKSCR A4 L38 FNAILS TAN	5
44	KSC15140250	04.005.430	LOCKSCR A4 L40 FNAILS TAN	4
45	KSC15140250	04.005.432	LOCKSCR A4 L42 FNAILS TAN	5
46	KSC15140250	04.005.434	LOCKSCR A4 L44 FNAILS TAN	5
47	KSC15140250	04.005.436	LOCKSCR A4 L46 FNAILS TAN	5
48	KSC15140250	04.005.438	LOCKSCR A4 L48 FNAILS TAN	4
49	KSC15140250	04.005.440	LOCKSCR A4 L50 FNAILS TAN	5
50	KSC15140250	04.005.442	LOCKSCR A4 L52 FNAILS TAN	6
51	KSC15140250	04.005.444	LOCKSCR A4 L54 FNAILS TAN	4
52	KSC15140250	04.005.446	LOCKSCR A4 L56 FNAILS TAN	5
53	KSC15140250	04.005.448	LOCKSCR A4 L58 FNAILS TAN	5
54	KSC15140250	04.005.450	LOCKSCR A4 L60 FNAILS TAN	5
55	KSC15140250	04.005.452	LOCKSCR A4 L62 FNAILS TAN	5
56	KSC15140250	04.005.454	LOCKSCR A4 L64 FNAILS TAN	5
57	KSC15140250	04.005.456	LOCKSCR A4 L66 FNAILS TAN	5
58	KSC15140250	04.005.458	LOCKSCR A4 L68 FNAILS TAN	5
59	KSC15140250	04.005.460	LOCKSCR A4 L70 FNAILS TAN	5
60	KSC15140250	04.005.462	LOCKSCR A4 L72 FNAILS TAN	3
61	KSC15140250	04.005.464	LOCKSCR A4 L74 FNAILS TAN	3
62	KSC15140250	04.005.466	LOCKSCR A4 L76 FNAILS TAN	3
63	KSC15140250	04.005.468	LOCKSCR A4 L78 FNAILS TAN	3
64	KSC15140250	04.005.470	LOCKSCR A4 L80 FNAILS TAN	3
65	KSC15140250	04.005.516	LOCKSCR A5 L26 FNAILS TAN	2
66	KSC15140250	04.005.518	LOCKSCR A5 L28 FNAILS TAN	3

Bismarck

gyártószám (customer number)	Termékkód (product code)	Termékleírás (product description)	Mennyiség (quantity)
69	KSC15140250	04.005.520 LOCKSCR A5 L30 F/NAI LS TAN	3
70	KSC15140250	04.005.522 LOCKSCR A5 L32 F/NAI LS TAN	3
71	KSC15140250	04.005.524 LOCKSCR A5 L34 F/NAI LS TAN	4
72	KSC15140250	04.005.526 LOCKSCR A5 L36 F/NAI LS TAN	5
73	KSC15140250	04.005.528 LOCKSCR A5 L38 F/NAI LS TAN	4
74	KSC15140250	04.005.530 LOCKSCR A5 L40 F/NAI LS TAN	4
75	KSC15140250	04.005.532 LOCKSCR A5 L42 F/NAI LS TAN	4
76	KSC15140250	04.005.534 LOCKSCR A5 L44 F/NAI LS TAN	3
77	KSC15140250	04.005.536 LOCKSCR A5 L46 F/NAI LS TAN	3
78	KSC15140250	04.005.538 LOCKSCR A5 L48 F/NAI LS TAN	3
79	KSC15140250	04.005.540 LOCKSCR A5 L50 F/NAI LS TAN	2
80	KSC15140250	04.005.542 LOCKSCR A5 L52 F/NAI LS TAN	2
81	KSC15140250	04.005.544 LOCKSCR A5 L54 F/NAI LS TAN	3
82	KSC15140250	04.005.546 LOCKSCR A5 L56 F/NAI LS TAN	3
83	KSC15140250	04.005.548 LOCKSCR A5 L58 F/NAI LS TAN	3
84	KSC15140250	04.005.550 LOCKSCR A5 L60 F/NAI LS TAN	3
85	KSC15140250	04.005.552 LOCKSCR A5 L62 F/NAI LS TAN	3
86	KSC15140250	04.005.554 LOCKSCR A5 L64 F/NAI LS TAN	4
87	KSC15140250	04.005.556 LOCKSCR A5 L66 F/NAI LS TAN	3
88	KSC15140250	04.005.558 LOCKSCR A5 L68 F/NAI LS TAN	3
89	KSC15140250	04.005.560 LOCKSCR A5 L70 F/NAI LS TAN	3
90	KSC15140250	04.005.562 LOCKSCR A5 L72 F/NAI LS TAN	2
91	KSC15140250	04.005.564 LOCKSCR A5 L74 F/NAI LS TAN	2
92	KSC15140250	04.005.566 LOCKSCR A5 L76 F/NAI LS TAN	3
93	KSC15140250	04.005.568 LOCKSCR A5 L78 F/NAI LS TAN	2
94	KSC15140250	04.005.570 LOCKSCR A5 L80 F/NAI LS TAN	4
95	KSC15140250	04.005.572 LOCKSCR A5 L82 F/NAI LS TAN	2
96	KSC15140250	04.005.574 LOCKSCR A5 L84 F/NAI LS TAN	2
97	KSC15140250	04.005.576 LOCKSCR A5 L86 F/NAI LS TAN	2
98	KSC15140250	04.005.578 LOCKSCR A5 L88 F/NAI LS TAN	2
99	KSC15140250	04.015.520 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
100	KSC15140250	04.015.522 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
101	KSC15140250	04.015.524 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
102	KSC15140250	04.015.526 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
103	KSC15140250	04.015.528 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	4
104	KSC15140250	04.015.530 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
105	KSC15140250	04.015.532 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
106	KSC15140250	04.015.534 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
107	KSC15140250	04.015.536 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
108	KSC15140250	04.015.538 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
109	KSC15140250	04.015.540 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
110	KSC15140250	04.015.542 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
111	KSC15140250	04.015.544 CANCELOUSBONE LOCKSCR A5	3
112	KSC15140250	04.019.0359 MULTILOC SCREW A4.5 L20 TAN	0
113	KSC15140250	04.019.020 MULTILOC SCREW A4.5 L20 TAN	2
114	KSC15140250	04.019.022 MULTILOC SCREW A4.5 L22 TAN	2
115	KSC15140250	04.019.024 MULTILOC SCREW A4.5 L24 TAN	2
116	KSC15140250	04.019.026 MULTILOC SCREW A4.5 L26 TAN	2
117	KSC15140250	04.019.028 MULTILOC SCREW A4.5 L28 TAN	2
118	KSC15140250	04.019.030 MULTILOC SCREW A4.5 L30 TAN	2
119	KSC15140250	04.019.032 MULTILOC SCREW A4.5 L32 TAN	3
120	KSC15140250	04.019.034 MULTILOC SCREW A4.5 L34 TAN	2
121	KSC15140250	04.019.036 MULTILOC SCREW A4.5 L36 TAN	2
122	KSC15140250	04.019.038 MULTILOC SCREW A4.5 L38 TAN	4
123	KSC15140250	04.019.040 MULTILOC SCREW A4.5 L40 TAN	2
124	KSC15140250	04.019.042 MULTILOC SCREW A4.5 L42 TAN	2
125	KSC15140250	04.019.044 MULTILOC SCREW A4.5 L44 TAN	4
126	KSC15140250	04.019.046 MULTILOC SCREW A4.5 L46 TAN	3
127	KSC15140250	04.019.048 MULTILOC SCREW A4.5 L48 TAN	3
128	KSC15140250	04.019.050 MULTILOC SCREW A4.5 L50 TAN	3
129	KSC15140250	04.019.052 MULTILOC SCREW A4.5 L52 TAN	3
130	KSC15140250	04.019.054 MULTILOC SCREW A4.5 L54 TAN	3
131	KSC15140250	04.019.056 MULTILOC SCREW A4.5 L56 TAN	2
132	KSC15140250	04.019.058 MULTILOC SCREW A4.5 L58 TAN	2
133	KSC15140250	04.019.060 MULTILOC SCREW A4.5 L60 TAN	2
134	KSC15140250	04.027.0315 PFNA BLADE PERF L80 TAN	1
135	KSC15140250	04.027.0315 PFNA BLADE PERF L80 TAN	1
136	KSC15140250	04.027.0325 PFNA BLADE PERF L85 TAN	1
137	KSC15140250	04.027.0325 PFNA BLADE PERF L85 TAN	1
138	KSC15140250	04.027.0335 PFNA BLADE PERF L90 TAN	1
139	KSC15140250	04.027.0335 PFNA BLADE PERF L90 TAN	1
140	KSC15140250	04.027.0345 PFNA BLADE PERF L95 TAN	1
141	KSC15140250	04.027.0345 PFNA BLADE PERF L95 TAN	1
142	KSC15140250	04.027.0345 PFNA BLADE PERF L95 TAN	1
143	KSC15140250	04.027.0355 PFNA BLADE PERF L100 TAN	1
144	KSC15140250	04.027.0355 PFNA BLADE PERF L100 TAN	1
145	KSC15140250	04.027.0355 PFNA BLADE PERF L100 TAN	1

	(product code)	termekleírás (product description)	mennyiség (quantity)
150	KSC15140250	04.027.036S PFNA BLADE PERF L10S TAN	3
151	KSC15140250	04.027.036S PFNA BLADE PERF L10S TAN	1
152	KSC15140250	04.027.037S PFNA BLADE PERF L110 TAN	4
153	KSC15140250	04.027.037S PFNA BLADE PERF L110 TAN	0
154	KSC15140250	04.027.037S PFNA BLADE PERF L110 TAN	1
155	KSC15140250	04.027.037S PFNA BLADE PERF L110 TAN	1
156	KSC15140250	04.027.037S PFNA BLADE PERF L110 TAN	3
157	KSC15140250	04.027.038S PFNA BLADE PERF L11S TAN	1
158	KSC15140250	04.027.038S PFNA BLADE PERF L11S TAN	1
159	KSC15140250	04.027.039S PFNA BLADE PERF L120 TAN	1
160	KSC15140250	04.027.039S PFNA BLADE PERF L120 TAN	1
161	KSC15140250	04.027.039S PFNA BLADE PERF L120 TAN	1
162	KSC15140250	04.027.230S PFNA A10 LONG R 130A* L400 TAN	1
163	KSC15140250	04.027.230S PFNA A10 LONG R 130A* L400 TAN	1
164	KSC15140250	04.027.231S PFNA A10 LONG LE 130A* L400 TAN	1
165	KSC15140250	04.027.231S PFNA A10 LONG LE 130A* L400 TAN	1
166	KSC15140250	04.111.530 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR	6
167	KSC15140250	04.111.531 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR	11
168	KSC15140250	04.111.530 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	8
169	KSC15140250	04.111.531 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR LE	6
170	KSC15140250	04.111.640 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	2
171	KSC15140250	04.111.641 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	2
172	KSC15140250	04.111.650 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	4
173	KSC15140250	04.111.651 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR LE	2
174	KSC15140250	04.111.730 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	8
175	KSC15140250	04.111.731 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR LE	7
176	KSC15140250	04.111.740 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	2
177	KSC15140250	04.111.741 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	2
178	KSC15140250	04.111.760 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR R	4
179	KSC15140250	04.111.751 VA-LCP-2-COL DRP2.4 VOLAR LE	3
180	KSC15140250	04.112.010 LCP SUP-ANT-CLAVPL2.7/3.5	2
181	KSC15140250	04.112.011 LCP SUP-ANT-CLAVPL2.7/3.5	1
182	KSC15140250	04.112.026 LCP SUP-ANT-CLAVIC-PL3.6 6HO	2
183	KSC15140250	04.112.027 LCP SUP-ANT-CLAVIC-PL3.6 6HO	2
184	KSC15140250	04.112.514 LCP MED-DIST-TIBIAL PL 3.5	1
185	KSC15140250	04.112.515 LCP MED-DIST-TIBIAL PL 3.5	1
186	KSC15140250	04.112.519 LCP MED-DIST-TIBIAL PL 3.5	1
187	KSC15140250	04.112.522 LCP MED-DIST-TIBIAL PL 3.5	1
188	KSC15140250	04.112.523 LCP MED-DIST-TIBIAL PL 3.5	2
189	KSC15140250	04.114.002 LCP-PL 1.5 STRAIG 4HO L23 TI	2
190	KSC15140250	04.114.003 LOCK-PL 1.5 STRAIG 6HO L29 TI	2
191	KSC15140250	04.114.004 LCP-PL 1.5 STRAIG 6HO L38 TI	2
192	KSC15140250	04.114.005 LOCK-PL 1.5 STRAIG 12HO L59 TI	2
193	KSC15140250	04.114.006 LOCKING T-PL 1.5 SHAFT 8HO HE	2
194	KSC15140250	04.114.007 LOCKING T-PL 1.5 SHAFT 8HO HE	2
195	KSC15140250	04.114.009 LOCKING STRUT PL 1.5 8HO	2
196	KSC15140250	04.114.010 LOCKING STRUT PL 1.5 8HO	2
197	KSC15140250	04.114.013 LOCKING Y-PL 1.5 SHAFT 8HO HE	2
198	KSC15140250	04.114.014 LOCKING COND PL 1.5 SHAFT 8HO	2
199	KSC15140250	04.120.601 LOCKING ATTACHMENT PLATE 3.5	2
200	KSC15140250	04.120.602 LOCKING ATTACHMENT PLATE 3.5	1
201	KSC15140250	04.120.605 CONNECTION SCREW F/LOCKING	1
202	KSC15140250	04.210.108 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L6	4
203	KSC15140250	04.210.109 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L8	4
204	KSC15140250	04.210.110 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L10	11
205	KSC15140250	04.210.112 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L12	13
206	KSC15140250	04.210.114 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L14	19
207	KSC15140250	04.210.116 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L16	28
208	KSC15140250	04.210.118 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L18	46
209	KSC15140250	04.210.120 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L20	51
210	KSC15140250	04.210.122 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L22	39
211	KSC15140250	04.210.124 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L24	31
212	KSC15140250	04.210.126 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L26	14
213	KSC15140250	04.210.128 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L28	11
214	KSC15140250	04.210.130 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L30	11
215	KSC15140250	04.210.132 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L32	4
216	KSC15140250	04.210.134 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L34	4
217	KSC15140250	04.210.136 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L36	4
218	KSC15140250	04.210.138 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L38	4
219	KSC15140250	04.210.140 VA LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L40	4
220	KSC15140250	04.211.202 X-PL-2.4/2.7 VA LOCK SM	2
221	KSC15140250	04.211.203 X-PL-2.4/2.7 VA LOCK MED	2
222	KSC15140250	04.211.211 OPENING WEDGE PLATE 2.4/2.7	1
223	KSC15140250	04.211.212 OPENING WEDGE PLATE 2.4/2.7	2
224	KSC15140250	04.211.213 OPENING WEDGE PLATE 2.4/2.7	2
225	KSC15140250	04.211.214 OPENING WEDGE PLATE 2.4/2.7	2
226	KSC15140250	04.211.230 1ST MTP FUSION PL 2.4/2.7 VA	2
227	KSC15140250	04.211.231 1ST MTP FUSION PL 2.4/2.7 VA	2
228	KSC15140250	04.211.236 1ST MTP FUSION PL 2.4/2.7 VA	1
229	KSC15140250	04.211.237 1ST MTP FUSION PL 2.4/2.7 VA	0
230	KSC15140250	04.211.246 1ST MTP FUSION PL 2.4/2.7 VA	2

	(product code)	Termékleírás (product description)	ennyiség (quantity)
231	KSC15140250	04.211.247 1ST TMT FUSION PL 2.4/2.7 VA	2
232	KSC15140250	04.211.250 CLOVERLEAF FUSION PL 2.4/2.7	2
233	KSC15140250	04.211.253 T-FUSION PL 2.4/2.7 VA LOCK	2
234	KSC15140250	04.211.254 T-FUSION PL 2.4/2.7 VA LOCK	3
235	KSC15140250	04.211.262 STRAIGHT FUSION PL 2.4/2.7 VA	2
236	KSC15140250	04.211.263 STRAIGHT FUSION PL 2.4/2.7 VA	2
237	KSC15140250	04.212.056 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L56 TAN	0
238	KSC15140250	04.212.058 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L58 TAN	0
239	KSC15140250	04.214.006 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L6 TAN	6
240	KSC15140250	04.214.007 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L7 TAN	6
241	KSC15140250	04.214.008 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L8 TAN	6
242	KSC15140250	04.214.009 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L9 TAN	6
243	KSC15140250	04.214.010 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L10 TAN	6
244	KSC15140250	04.214.011 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L11 TAN	6
245	KSC15140250	04.214.012 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L12 TAN	6
246	KSC15140250	04.214.013 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L13 TAN	6
247	KSC15140250	04.214.014 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L14 TAN	6
248	KSC15140250	04.214.015 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L15 TAN	6
249	KSC15140250	04.214.016 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L16 TAN	6
250	KSC15140250	04.214.018 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L18 TAN	6
251	KSC15140250	04.214.020 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L20 TAN	6
252	KSC15140250	04.214.022 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L22 TAN	6
253	KSC15140250	04.214.024 LOCKSCR A1.5 SELF-TAP L24 TAN	6
254	KSC15140250	04.214.106 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L6 TAN	6
255	KSC15140250	04.214.107 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L7 TAN	6
256	KSC15140250	04.214.108 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L8 TAN	6
257	KSC15140250	04.214.109 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L9 TAN	6
258	KSC15140250	04.214.110 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L10 TAN	6
259	KSC15140250	04.214.111 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L11 TAN	6
260	KSC15140250	04.214.112 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L12 TAN	6
261	KSC15140250	04.214.113 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L13 TAN	6
262	KSC15140250	04.214.114 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L14 TAN	6
263	KSC15140250	04.214.115 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L15 TAN	6
264	KSC15140250	04.214.116 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L16 TAN	6
265	KSC15140250	04.214.118 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L18 TAN	6
266	KSC15140250	04.214.120 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L20 TAN	6
267	KSC15140250	04.214.122 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L22 TAN	6
268	KSC15140250	04.214.124 CORTSCR A1.5 SELF-TAP L24 TAN	60
269	KSC15140250	292.120.10 K-WIRE A1.25 L150 SST 10U	3
270	KSC15140250	292.160 K-WIRE A1.6 L150 SST	20
271	KSC15140250	292.160.01 K-WIRE A1.6 L150 SST	50
272	KSC15140250	292.699 K-WIRE A2 THREAD-TIP L280 SST	6
273	KSC15140250	401.356 CORTSCR A2 SELF-TAP L6 TAN	5
274	KSC15140250	401.357 CORTSCR A2 SELF-TAP L7 TAN	5
275	KSC15140250	401.358 CORTSCR A2 SELF-TAP L8 TAN	6
276	KSC15140250	401.359 CORTSCR A2 SELF-TAP L9 TAN	6
277	KSC15140250	401.360 CORTSCR A2 SELF-TAP L10 TAN	6
278	KSC15140250	401.361 CORTSCR A2 SELF-TAP L11 TAN	6
279	KSC15140250	401.362 CORTSCR A2 SELF-TAP L12 TAN	6
280	KSC15140250	401.363 CORTSCR A2 SELF-TAP L13 TAN	6
281	KSC15140250	401.364 CORTSCR A2 SELF-TAP L14 TAN	6
282	KSC15140250	401.366 CORTSCR A2 SELF-TAP L16 TAN	6
283	KSC15140250	401.368 CORTSCR A2 SELF-TAP L18 TAN	6
284	KSC15140250	401.370 CORTSCR A2 SELF-TAP L20 TAN	6
285	KSC15140250	401.372 CORTSCR A2 SELF-TAP L22 TAN	3
286	KSC15140250	401.374 CORTSCR A2 SELF-TAP L24 TAN	3
287	KSC15140250	401.375 CORTSCR A2 SELF-TAP L26 TAN	3
288	KSC15140250	401.376 CORTSCR A2 SELF-TAP L28 TAN	3
289	KSC15140250	401.377 CORTSCR A2 SELF-TAP L30 TAN	3
290	KSC15140250	401.378 CORTSCR A2 SELF-TAP L32 TAN	3
291	KSC15140250	401.379 CORTSCR A2 SELF-TAP L34 TAN	3
292	KSC15140250	401.380 CORTSCR A2 SELF-TAP L36 TAN	3
293	KSC15140250	401.381 CORTSCR A2 SELF-TAP L38 TAN	9
294	KSC15140250	401.756 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L6 TAN	4
295	KSC15140250	401.757 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L7 TAN	6
296	KSC15140250	401.758 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L8 TAN	4
297	KSC15140250	401.759 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L9 TAN	6
298	KSC15140250	401.760 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L10 TAN	4
299	KSC15140250	401.761 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L11 TAN	12
300	KSC15140250	401.762 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L12 TAN	4
301	KSC15140250	401.763 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L13 TAN	14
302	KSC15140250	401.764 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L14 TAN	11
303	KSC15140250	401.765 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L16 TAN	10
304	KSC15140250	401.768 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L18 TAN	9
305	KSC15140250	401.770 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L20 TAN	10
306	KSC15140250	401.772 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L22 TAN	8
307	KSC15140250	401.774 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L24 TAN	8
308	KSC15140250	401.776 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L26 TAN	6
309	KSC15140250	401.778 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L28 TAN	5
310	KSC15140250	401.780 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L30 TAN	4
311	KSC15140250	401.782 CORTSCR A2.4 SELF-TAP L32 TAN	



	(product code)	Termékleírás (product description)	Mennyiség (quantity)	
312	KSC15140250	401.784	CORTSCR A2.4 SELF-TAP L34 TAN	4
313	KSC15140250	401.786	CORTSCR A2.4 SELF-TAP L35 TAN	4
314	KSC15140250	401.788	CORTSCR A2.4 SELF-TAP L36 TAN	4
315	KSC15140250	401.790	CORTSCR A2.4 SELF-TAP L38 TAN	4
316	KSC15140250	401.876	CORTSCR A2.4 SELF-TAP L40 TAN	4
317	KSC15140250	401.877	LOCKSCR A2 SELF-TAP L6 TAN	5
318	KSC15140250	401.878	LOCKSCR A2 SELF-TAP L7 TAN	5
319	KSC15140250	401.879	LOCKSCR A2 SELF-TAP L8 TAN	5
320	KSC15140250	401.880	LOCKSCR A2 SELF-TAP L9 TAN	5
321	KSC15140250	401.881	LOCKSCR A2 SELF-TAP L10 TAN	5
322	KSC15140250	401.882	LOCKSCR A2 SELF-TAP L11 TAN	5
323	KSC15140250	401.883	LOCKSCR A2 SELF-TAP L12 TAN	5
324	KSC15140250	401.884	LOCKSCR A2 SELF-TAP L13 TAN	5
325	KSC15140250	401.886	LOCKSCR A2 SELF-TAP L14 TAN	5
326	KSC15140250	401.886	LOCKSCR A2 SELF-TAP L16 TAN	5
327	KSC15140250	401.888	LOCKSCR A2 SELF-TAP L18 TAN	5
328	KSC15140250	401.890	LOCKSCR A2 SELF-TAP L20 TAN	5
329	KSC15140250	401.892	LOCKSCR A2 SELF-TAP L22 TAN	5
330	KSC15140250	401.894	LOCKSCR A2 SELF-TAP L24 TAN	3
331	KSC15140250	401.896	LOCKSCR A2 SELF-TAP L26 TAN	3
332	KSC15140250	401.898	LOCKSCR A2 SELF-TAP L28 TAN	3
333	KSC15140250	401.900	LOCKSCR A2 SELF-TAP L30 TAN	3
334	KSC15140250	402.210	LOCKSCR A2.7 SELF-TAP L30 TAN	3
335	KSC15140250	402.212	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
336	KSC15140250	402.214	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
337	KSC15140250	402.216	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
338	KSC15140250	402.218	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	4
339	KSC15140250	402.218	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	4
340	KSC15140250	402.220	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	2
341	KSC15140250	402.222	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
342	KSC15140250	402.224	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
343	KSC15140250	402.226	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	4
344	KSC15140250	402.228	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
345	KSC15140250	402.230	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
346	KSC15140250	402.232	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
347	KSC15140250	402.234	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
348	KSC15140250	402.236	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
349	KSC15140250	402.238	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
350	KSC15140250	402.240	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
351	KSC15140250	402.242	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
352	KSC15140250	402.244	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
353	KSC15140250	402.246	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	4
354	KSC15140250	402.248	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	1
355	KSC15140250	402.250	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
356	KSC15140250	402.252	LOCKSCR A2.7 HEAD LCP2.4	3
357	KSC15140250	404.812	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L12 TI	5
358	KSC15140250	404.814	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L14 TI	3
359	KSC15140250	404.816	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L16 TI	3
360	KSC15140250	404.818	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L18 TI	3
361	KSC15140250	404.820	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L20 TI	4
362	KSC15140250	404.822	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L22 TI	5
363	KSC15140250	404.824	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L24 TI	4
364	KSC15140250	404.826	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L26 TI	3
365	KSC15140250	404.828	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L28 TI	4
366	KSC15140250	404.830	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L30 TI	0
367	KSC15140250	404.832	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L32 TI	1
368	KSC15140250	404.834	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L34 TI	4
369	KSC15140250	404.836	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L36 TI	2
370	KSC15140250	404.838	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L38 TI	4
371	KSC15140250	404.840	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L40 TI	3
372	KSC15140250	404.842	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L42 TI	2
373	KSC15140250	404.844	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L44 TI	2
374	KSC15140250	404.846	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L46 TI	2
375	KSC15140250	404.848	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L48 TI	2
376	KSC15140250	404.850	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L50 TI	2
377	KSC15140250	404.852	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L52 TI	2
378	KSC15140250	404.880	CORTSCR A3.5 SELF-TAP L54 TI	2
379	KSC15140250	412.102	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L12 TAN	6
380	KSC15140250	412.103	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L14 TAN	6
381	KSC15140250	412.104	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L16 TAN	7
382	KSC15140250	412.105	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L18 TAN	10
383	KSC15140250	412.106	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L20 TAN	8
384	KSC15140250	412.107	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L22 TAN	7
385	KSC15140250	412.108	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L24 TAN	5
386	KSC15140250	412.109	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L26 TAN	7
387	KSC15140250	412.110	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L28 TAN	7
388	KSC15140250	412.111	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L30 TAN	8
389	KSC15140250	412.112	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L32 TAN	13
390	KSC15140250	412.113	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L34 TAN	7
391	KSC15140250	412.114	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L36 TAN	10
392	KSC15140250	412.115	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L38 TAN	10
393	KSC15140250	412.116	LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L40 TAN	10

Stone 520

gyártószám (customer number)	Termékkód (product code)	Termékleírás (product description)	Mennyiség (quantity)
393	KSC15140250	412.117 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L40 TAN	7
394	KSC15140250	412.118 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L42 TAN	6
395	KSC15140250	412.119 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L45 TAN	7
396	KSC15140250	412.120 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L46 TAN	5
397	KSC15140250	412.121 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L60 TAN	8
398	KSC15140250	412.122 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L52 TAN	7
399	KSC15140250	412.123 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L55 TAN	8
400	KSC15140250	412.124 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L60 TAN	8
401	KSC15140250	412.125 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L65 TAN	4
402	KSC15140250	412.126 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L70 TAN	6
403	KSC15140250	412.127 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L75 TAN	6
404	KSC15140250	412.128 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L80 TAN	6
405	KSC15140250	412.129 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L85 TAN	3
406	KSC15140250	412.130 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L90 TAN	8
407	KSC15140250	412.131 LOCKSCR A3.5 SELF-TAP L95 TAN	8
408	KSC15140250	412.207 LOCKSCR A5 SELF-TAP L26 TAN	9
409	KSC15140250	412.208 LOCKSCR A5 SELF-TAP L28 TAN	5
410	KSC15140250	412.209 LOCKSCR A5 SELF-TAP L30 TAN	5
411	KSC15140250	412.210 LOCKSCR A5 SELF-TAP L32 TAN	5
412	KSC15140250	412.211 LOCKSCR A5 SELF-TAP L34 TAN	4
413	KSC15140250	412.212 LOCKSCR A5 SELF-TAP L36 TAN	5
414	KSC15140250	412.213 LOCKSCR A5 SELF-TAP L38 TAN	5
415	KSC15140250	412.214 LOCKSCR A5 SELF-TAP L40 TAN	5
416	KSC15140250	412.215 LOCKSCR A5 SELF-TAP L42 TAN	5
417	KSC15140250	412.216 LOCKSCR A5 SELF-TAP L44 TAN	5
418	KSC15140250	412.217 LOCKSCR A5 SELF-TAP L46 TAN	5
419	KSC15140250	412.218 LOCKSCR A5 SELF-TAP L48 TAN	4
420	KSC15140250	412.219 LOCKSCR A5 SELF-TAP L50 TAN	6
421	KSC15140250	412.220 LOCKSCR A5 SELF-TAP L55 TAN	9
422	KSC15140250	412.221 LOCKSCR A5 SELF-TAP L60 TAN	5
423	KSC15140250	412.222 LOCKSCR A5 SELF-TAP L65 TAN	5
424	KSC15140250	412.223 LOCKSCR A5 SELF-TAP L70 TAN	3
425	KSC15140250	412.224 LOCKSCR A5 SELF-TAP L75 TAN	4
426	KSC15140250	412.225 LOCKSCR A5 SELF-TAP L80 TAN	4
427	KSC15140250	412.226 LOCKSCR A5 SELF-TAP L85 TAN	6
428	KSC15140250	412.227 LOCKSCR A5 SELF-TAP L90 TAN	3
429	KSC15140250	412.810 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L10 TAN	7
430	KSC15140250	412.812 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L14 TAN	10
431	KSC15140250	412.814 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L16 TAN	5
432	KSC15140250	412.816 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L18 TAN	4
433	KSC15140250	412.818 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L20 TAN	4
434	KSC15140250	412.820 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L22 TAN	4
435	KSC15140250	412.822 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L24 TAN	4
436	KSC15140250	412.824 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L26 TAN	4
437	KSC15140250	412.826 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L28 TAN	4
438	KSC15140250	412.828 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L30 TAN	4
439	KSC15140250	412.830 LOCKSCR A2.4 SELF-TAP L32 TAN	2
440	KSC15140250	414.825 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L26 TI	2
441	KSC15140250	414.828 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L28 TI	2
442	KSC15140250	414.830 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L30 TI	2
443	KSC15140250	414.832 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L32 TI	2
444	KSC15140250	414.834 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L34 TI	2
445	KSC15140250	414.836 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L36 TI	2
446	KSC15140250	414.838 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L38 TI	2
447	KSC15140250	414.840 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L40 TI	2
448	KSC15140250	414.842 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L42 TI	2
449	KSC15140250	414.844 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L44 TI	1
450	KSC15140250	414.846 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L46 TI	2
451	KSC15140250	414.848 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L48 TI	2
452	KSC15140250	414.850 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L50 TI	0
453	KSC15140250	414.852 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L52 TI	2
454	KSC15140250	414.854 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L54 TI	2
455	KSC15140250	414.856 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L56 TI	2
456	KSC15140250	414.858 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L58 TI	2
457	KSC15140250	414.860 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L60 TI	2
458	KSC15140250	414.864 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L64 TI	2
459	KSC15140250	414.868 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L68 TI	2
460	KSC15140250	414.872 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L72 TI	2
461	KSC15140250	414.876 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L76 TI	2
462	KSC15140250	414.880 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L80 TI	2
463	KSC15140250	414.885 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L85 TI	2
464	KSC15140250	414.890 CORTSCR A4.5 SELF-TAP L90 TI	2
465	KSC15140250	416.040 CANCELLOUSSCR A6.5 L40/16 TI	2
466	KSC15140250	416.045 CANCELLOUSSCR A6.5 L45/16 TI	2
467	KSC15140250	416.050 CANCELLOUSSCR A6.5 L50/16 TI	2
468	KSC15140250	416.055 CANCELLOUSSCR A6.5 L55/16 TI	2
469	KSC15140250	416.060 CANCELLOUSSCR A6.5 L60/16 TI	2
470	KSC15140250	416.065 CANCELLOUSSCR A6.5 L65/16 TI	2
471	KSC15140250	416.075 CANCELLOUSSCR A6.5 L75/16 TI	2
472	KSC15140250	416.080 CANCELLOUSSCR A6.5 L80/16 TI	2
473	KSC15140250	416.085 CANCELLOUSSCR A6.5 L85/16 TI	2

Sheet 629

gyűjtőszám (customer number)	Termékkód (product code)	Termékleírás (product description)	Mennyiség (quantity)
555	KSC15140250	472.267S PFNA A12 130A* L240 TAN	3
556	KSC15140250	472.260S PFNA A10 LONG R 130A* L340 TAN	1
557	KSC15140250	472.280S PFNA A10 LONG R 130A* L340 TAN	1
558	KSC15140250	472.280S PFNA A10 LONG R 130A* L340 TAN	1
559	KSC15140250	472.280S PFNA A10 LONG R 130A* L340 TAN	1
560	KSC15140250	472.295S PFNA A10 LONG R 130A* L380 TAN	1
561	KSC15140250	472.295S PFNA A10 LONG R 130A* L380 TAN	1
562	KSC15140250	472.295S PFNA A10 LONG R 130A* L380 TAN	1
563	KSC15140250	472.310S PFNA A10 LONG R 130A* L420 TAN	1
564	KSC15140250	472.310S PFNA A10 LONG R 130A* L420 TAN	1
565	KSC15140250	472.325S PFNA A10 LONG LE 130A* L340 TAN	9
566	KSC15140250	472.325S PFNA A10 LONG LE 130A* L340 TAN	1
567	KSC15140250	472.325S PFNA A10 LONG LE 130A* L340 TAN	1
568	KSC15140250	472.340S PFNA A10 LONG LE 130A* L380 TAN	1
569	KSC15140250	472.340S PFNA A10 LONG LE 130A* L380 TAN	1
570	KSC15140250	472.340S PFNA A10 LONG LE 130A* L380 TAN	1
571	KSC15140250	472.355S PFNA A10 LONG LE 130A* L420 TAN	2
572	KSC15140250	472.375S PFNA A11 SM 130A* L200 TAN	1
573	KSC15140250	472.375S PFNA A11 SM 130A* L200 TAN	1
574	KSC15140250	472.375S PFNA A11 SM 130A* L200 TAN	1
575	KSC15140250	472.375S PFNA A11 SM 130A* L200 TAN	0
576	KSC15140250	472.375S PFNA A11 SM 130A* L200 TAN	2
577	KSC15140250	472.377S PFNA A12 SM 130A* L200 TAN	0
578	KSC15140250	472.377S PFNA A12 SM 130A* L200 TAN	1
579	KSC15140250	472.377S PFNA A12 SM 130A* L200 TAN	0
580	KSC15140250	472.377S PFNA A12 SM 130A* L200 TAN	1
581	KSC15140250	472.377S PFNA A12 SM 130A* L200 TAN	1
582	KSC15140250	472.377S PFNA A12 SM 130A* L200 TAN	1
583	KSC15140250	472.401S PFNA A9 130A* L240 TAN	4
584	KSC15140250	472.401S PFNA A9 130A* L240 TAN	1
585	KSC15140250	472.431S PFNA A9 SM 130A* L200 TAN	2
586	KSC15140250	472.431S PFNA A9 SM 130A* L200 TAN	1
587	KSC15140250	473.158S PFNA END CAP EXTENS. 0 TAN	1
588	KSC15140250	473.158S PFNA END CAP EXTENS. 0 TAN	1
589	KSC15140250	473.158S PFNA END CAP EXTENS. 0 TAN	1
590	KSC15140250	473.158S PFNA END CAP EXTENS. 0 TAN	1
591	KSC15140250	473.158S PFNA END CAP EXTENS. 5 TAN	2
592	KSC15140250	473.157S PFNA END CAP EXTENS. 10 TAN	1
593	KSC15140250	473.157S PFNA END CAP EXTENS. 10 TAN	2
594	KSC15140250	473.158S PFNA END CAP EXTENS. 15 TAN	0
595	KSC15140250	473.158S PFNA END CAP EXTENS. 15 TAN	1
596	KSC15140250	475.915 TEN A1.5 L200 TAN VIOL	1
597	KSC15140250	475.920 TEN A2 L440 TAN GREEN	7
598	KSC15140250	475.925 TEN A2.5 L440 TAN PINK	6
599	KSC15140250	475.930 TEN A3 L440 TAN GOLD	3
600	KSC15140250	475.935 TEN A3.5 L440 TAN LIGHT BLUE	3
601	KSC15140250	475.940 TEN A4 L440 TAN VIOL	2
602	KSC15140250	492.120 K-WIRE AT.25 L150 TAN	60
603	KSC15140250	498.803.01 POSITION-PIN 4.5 FL/CP T11U	5
604	KSC15140250	04.019.270S	1
605	KSC15140250	04.017.300S	1
606	KSC15140250	04.017.285S	1
607	KSC15140250	04.017.255S	1
608	KSC15140250	04.016.255S	1
609	KSC15140250	04.019.018S	1
610	KSC15140250	04.019.010S	1
611	KSC15140250	04.019.000S	1
612	KSC15140250	04.019.002S	1
613	KSC15140250	04.019.005S	1
614	KSC15140250	04.016.036S	1
615	KSC15140250	04.016.035S	1
616	KSC15140250	04.016.039S	1
617	KSC15140250	04.016.039S	1
618	KSC15140250	04.019.255S	1
619	KSC15140250	04.017.180S	1
620	KSC15140250	04.017.195S	1
621	KSC15140250	04.017.210S	1
622	KSC15140250	04.017.225S	1
623	KSC15140250	04.017.270S	1
624	KSC15140250	04.017.240S	1
625	KSC15140250	04.018.210S	1
626	KSC15140250	04.016.225S	1
627	KSC15140250	04.016.210S	1
628	KSC15140250	04.019.195S	1
629	KSC15140250	04.019.180S	1
630	KSC15140250	04.016.195S	1
631	KSC15140250	04.016.180S	1
632	KSC15140250	04.019.210S	1
633	KSC15140250	04.019.240S	1
634	KSC15140250	04.019.225S	1
635	KSC15140250	04.016.034S	1

Stones 8 x 8

gyűjtésszám (customer number)	termékkód (product code)	Termékírási (product description)	Mennyiség (quantity)
474	KSC15140250	416.090 CANCELLOUSSCR 6.5 L90H6 TI	2
475	KSC15140250	422.220 LCP-PLT 4.5/5 R 6HO L140 TAN	1
476	KSC15140250	422.221 LCP-PLT 4.5/5 LE 5HO L140 TAN	1
477	KSC15140250	422.222 LCP-PLT 4.5/5 R 7HO L180 TAN	1
478	KSC15140250	422.223 LCP-PLT 4.5/5 LE 7HO L180 TAN	1
479	KSC15140250	422.224 LCP-PLT 4.5/5 R 9HO L220 TAN	1
480	KSC15140250	422.225 LCP-PLT 4.5/5 LE 9HO L220 TAN	1
481	KSC15140250	422.226 LCP-PLT 4.5/5 R 11HO L260 TAN	1
482	KSC15140250	422.227 LCP-PLT 4.5/5 LE 11HO L260 TAN	1
483	KSC15140250	422.228 LCP-PLT 4.5/5 R 13HO L300 TAN	1
484	KSC15140250	422.229 LCP-PLT 4.5/5 LE 13HO L300 TAN	1
485	KSC15140250	422.230 LCP-DF 4.5/5 R 6HO L155 TAN	1
486	KSC15140250	422.231 LCP-DF 4.5/5 LE 6HO L155 TAN	1
487	KSC15140250	422.252 LCP-DF 4.5/5 R 7HO L195 TAN	1
488	KSC15140250	422.253 LCP-DF 4.5/5 LE 7HO L195 TAN	1
489	KSC15140250	422.254 LCP-DF 4.5/5 R 9HO L235 TAN	1
490	KSC15140250	422.255 LCP-DF 4.5/5 LE 9HO L235 TAN	1
491	KSC15140250	422.256 LCP-DF 4.5/5 R 11HO L275 TAN	1
492	KSC15140250	422.257 LCP-DF 4.5/5 LE 11HO L275 TAN	1
493	KSC15140250	422.258 LCP-DF 4.5/5 R 13HO L315 TAN	1
494	KSC15140250	422.259 LCP-DF 4.5/5 LE 13HO L315 TAN	1
495	KSC15140250	423.571S LCP PL 3.5 7HO L88 TI	2
496	KSC15140250	436.806 LCP OLECRANPL 3.5 R 6HO L138	2
497	KSC15140250	436.507 LCP OLECRANPL 3.5 LE 6HO L138	1
498	KSC15140250	439.905 LCP DISTIBPL 2.7/3.5 MED LE	2
499	KSC15140250	439.938 LCP PROXTIBPL 3.5 LAT R SHAFT	2
500	KSC15140250	439.937 LCP PROXTIBPL 3.5 LAT LE	2
501	KSC15140250	439.938 LCP PROXTIBPL 3.5 LAT R SHAFT	2
502	KSC15140250	439.939 LCP PROXTIBPL 3.5 LAT LE	2
503	KSC15140250	439.942 LCP PROXTIBPL 3.5 LAT R SHAFT	2
504	KSC15140250	439.943 LCP PROXTIBPL 3.5 LAT LE	2
505	KSC15140250	439.954 LCP MED PROX-TIBPL 3.5 R	1
506	KSC15140250	439.955 LCP MED PROX-TIBPL 3.5 LE	1
507	KSC15140250	439.958 LCP MED PROX-TIBPL 3.5 R	1
508	KSC15140250	439.959 LCP MED PROX-TIBPL 3.5 LE	1
509	KSC15140250	439.984 LCP MED PROX-TIBPL 4.5 R	1
510	KSC15140250	439.985 LCP MED PROX-TIBPL 4.5 LE	1
511	KSC15140250	439.988 LCP MED PROX-TIBPL 4.5 R	1
512	KSC15140250	439.989 LCP MED PROX-TIBPL 4.5 LE	1
513	KSC15140250	441.085 LCP CLAVIC-HOOKPL 3.5 R 6HO	2
514	KSC15140250	441.084 LCP CLAVIC-HOOKPL 3.5 LE 6HO	2
515	KSC15140250	441.085 LCP CLAVIC-HOOKPL 3.5 R 5HO	1
516	KSC15140250	441.086 LCP CLAVIC-HOOKPL 3.5 R 5HO	1
517	KSC15140250	441.087 LCP CLAVIC-HOOKPL 3.5 LE 5HO	2
518	KSC15140250	441.274 DHP 2.7/3.5 DORSO-LAT	2
519	KSC15140250	441.275 DHP 2.7/3.5 DORSO-LAT	2
520	KSC15140250	441.276 DHP 2.7/3.5 DORSO-LAT	2
521	KSC15140250	441.277 DHP 2.7/3.5 MED R 5HO TI	2
522	KSC15140250	441.284 DHP 2.7/3.5 MED LE 5HO TI	2
523	KSC15140250	441.285 DHP 2.7/3.5 MED R 7HO TI	2
524	KSC15140250	441.286 DHP 2.7/3.5 MED LE 7HO TI	2
525	KSC15140250	441.288 DHP 2.7/3.5 MED R 9HO TI	2
526	KSC15140250	441.289 DHP 2.7/3.5 MED LE 9HO TI	2
527	KSC15140250	441.381 LCP 1/3-TUB-PL 3.5 6HO L75 TI	3
528	KSC15140250	441.371 LCP 1/3-TUB-PL 3.5 7HO L88 TI	2
529	KSC15140250	441.381 LCP 1/3-TUB-PL 3.5 6HO L100 TI	1
530	KSC15140250	441.444 LCP DIST-TIBPL 3.5 ANTERO-LAT	1
531	KSC15140250	441.445 LCP DIST-TIBPL 3.5 ANTERO-LAT	1
532	KSC15140250	441.448 LCP DIST-TIBPL 3.5 ANTERO-LAT	1
533	KSC15140250	441.449 LCP DIST-TIBPL 3.5 ANTERO-LAT	1
534	KSC15140250	441.624S CALCANAL LOCKINGPL-3.5 R LR6	1
535	KSC15140250	441.901 PHILOS 3.5 5HO TI	2
536	KSC15140250	441.903 PHILOS 3.5 5HO TI	2
537	KSC15140250	447.344 LCP 2 STR 4HO L31 TI	2
538	KSC15140250	447.345 LCP 2 STR 6HO L45 TI	2
539	KSC15140250	447.346 LCP 2 STR 7HO L82 TI	2
540	KSC15140250	447.347 LCP CONDYPL 2 SHAFT 7HO HE	2
541	KSC15140250	447.354 LCP ROTATIONCORRECT-PL 2	2
542	KSC15140250	447.355 LCP ROTATIONCORRECT-PL 2	2
543	KSC15140250	447.615 LCP-T-PL-2 SHAFT 7HO HE 5HO TI	1
544	KSC15140250	472.265S PFNA A10 130A° L240 TAN	1
545	KSC15140250	472.265S PFNA A10 130A° L240 TAN	1
546	KSC15140250	472.265S PFNA A10 130A° L240 TAN	1
547	KSC15140250	472.265S PFNA A11 130A° L240 TAN	1
548	KSC15140250	472.266S PFNA A11 130A° L240 TAN	1
549	KSC15140250	472.266S PFNA A11 130A° L240 TAN	1
550	KSC15140250	472.266S PFNA A11 130A° L240 TAN	2
551	KSC15140250	472.266S PFNA A11 130A° L240 TAN	1
552	KSC15140250	472.267S PFNA A12 130A° L240 TAN	1
553	KSC15140250	472.267S PFNA A12 130A° L240 TAN	1
554	KSC15140250	472.267S PFNA A12 130A° L240 TAN	1

Sheet 7 of 9

Lp	gyfészm (customer number)	Termékkód (product code)	Termékleírás (product description)	Mennyiség (quantity)
635	KSC15140250	04.016.038S		2
637	KSC15140250	04.018.190S		1
638	KSC15140250	04.018.195S		1
639	KSC15140250	04.018.225S		1
640	KSC15140250	04.018.255S		1
641	KSC15140250	04.018.240S		1
642	KSC15140250	04.016.034S		1
643	KSC15140250	04.018.240S		1
644	KSC15140250	04.018.285S		1
645	KSC15140250	04.018.300S		1
646	KSC15140250	04.019.285S		1
647	KSC15140250	04.019.300S		1
648	KSC15140250	04.018.270S		1
649	KSC15140250	04.016.285S		1
650	KSC15140250	04.016.300S		1
651	KSC15140250	04.017.270S		1
652	KSC15140250	04.016.270S		1

